

医用保温柜5-80 恒温箱

产品名称	医用保温柜5-80 恒温箱
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

医用保温柜5-80 恒温箱公司说明--

北京福意电器有限公司重合同、守信用，在优良各地建立网络式的维修网点，销售到什么地方，售后也跟进到什么地方。随时随地、全心全意地为有用户提供优良的售后售后，确保每一位用户无后顾之忧！主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等。

医用保温柜5-80 恒温箱用途：

福意联根据洁净手术室规范量身制造优良产品，完全按标准精工制作，替代。埋入墙内式，为I级手术室用产品。有效减低手术室低体温症的发生，使手术历程中利用的盐水、药品及液保持在37度适合人体的温度。维护机体内整体平衡起到重要作用！

医用保温柜5-80 恒温箱使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度 用于生物试剂，2-8度，液制品等储存。 --

恒温箱参数：

医用保温柜5-80 恒温箱产品特点:

- 1.产品结构为立式箱体，主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2.箱体内外采用优良不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3.自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度无凝露。

- 4.电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能防止出现意外。
- 5.温感探头，自动显示箱体内温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6.制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7.门体中使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内存放的物品。
- 8.采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 9.箱体采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。底带有移动脚轮和止动底角。
- 10.产品配置安全双锁，可实现双人双管。

医用保温柜5-80 恒温箱相关:手术室净化施工流程有哪些?手术室净化施工需要按照一定的流程来操作，按照步骤一步步进行，才能将手术室净化过程做的细致精美。下面我们就一起了解一下手术室净化施工的步骤。优良步、控制气流，手术室内含有一定的气流，简单的说有很多有害物质在空气中，我们要做的是把空气中有害的物质过滤掉。第二步、初级净化，在手术室这一定的空间范围，我们要将此范围空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物质排除，并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。第三步、温湿处理，由于气流速度的关系，在一定的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通，因此我们要使用空调系统使气流流通，进而控制室内的温湿。第四步、空气过滤，这里我们使用的是初效过滤器进行空气过滤。我们要将室内空气中 0.5 μm的微粒数过滤，将空气菌过滤，过滤容易产生化学反映的一些不必要的空气。第五步、将过滤的空气送出房间，这里我们使用的是净化管道送风，俗称：送风管道 第六步、再次进行空气过滤，这里我们使用优良过滤器进行过滤，让空气洁净度更加适应手术室。第七步、再次送风，我们使用优良送风口或FFU送风单元，再次将过滤后的空气送出手术室。第八步、将洁净气流送入手术室。第九步、正压送同风 第十步、回风，空调系统将环境中的风经过净化后再送回环境