

济南寰正科技公司 郑州导尿管全套检测设备

产品名称	济南寰正科技公司 郑州导尿管全套检测设备
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

导尿管相关的是医院中常见的类型。那么大家爱对于导尿管相关的是怎么样了解的呢？下面就由寰正科技的小编万事大吉简单的讲解一下吧。

导尿管相关的主要是指患者留置导尿管后，或者拔除导尿管48小时内发生的泌尿系统。

临床诊断:患者出现尿频、尿急、尿痛等刺激症状，导尿管全套检测设备哪里好，或者有下腹触痛、区叩痛，伴有或不伴有发热，并且尿检白细胞男性 5个/高倍视野，郑州导尿管全套检测设备，女性 10个/高倍视野，插导尿管者应当结合尿培养。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过国家标准论证。曾参与过的标准论证如下：导尿管YY0325、血管内导管YY0285、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314、YY0332-2011植入式给药装置等。自创建以来，我们始终以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用科技成果，导尿管全套检测设备公司，提高企业实力。

观察记录尿颜色量性质

- 1、正常:1500-2000ml/24h多尿>2500ml/24h少尿<400ml/24h无<50ml/24h
- 2、颜色:正常无色透明或淡黄色，异常:血尿、血红、胆红素尿。

- 3、妥善固定尿管，保持管道通常，堵塞时及时检查并调整尿管位置，用呋1喃西林反复冲洗必要时更换。
- 4、预防泌。
- 5、膀胱功能锻炼:每日夹管，每3-4h松管一次(用脱水药例外)。
- 6、预防出血渗尿:插入过浅，导尿管全套检测设备哪家好，部分气囊紧贴后易引起出血，所以上尿管见尿再进4-5cm后充气或注水然后将尿管向外轻拉至不动即可;此时使气囊正好在内口，可有效预防出血或渗液。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过国家标准论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、YY0332-2011植入式给药装置等。本着“、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计更可靠的产品，提升产品品质，在医疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

插尿管时的注意事项

- 1、严格执行无菌操作:误插入阴1道或脱出立即更换。
- 2、控制尿潴留患者放尿速度和量:勿快，放600-800ml夹管。

济南寰正科技公司-

郑州导尿管全套检测设备由济南寰正科技发展有限公司提供。济南寰正科技发展有限公司是山东 济南，工业自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在寰正科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创寰正科技更加美好的未来。