

医用外伤冲洗机-医用创口清洗器

产品名称	医用外伤冲洗机-医用创口清洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	超声波频率:130ml/min 脉动压力水流:3000ml/min 安全水压:56kpa
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

;多功能清创机

;;传统的清创方法和设备具有一定的局限性，急需新的、高效的多功能清创治疗方法和治疗设备应用于临床。多功能清创机它是集超声清创、高压冲洗于一体的多功能清创系统。利用高压冲洗快速清除创面异物，通过超声清创的“空化”效应，有效去除坏死组织，杀灭细菌，达到高效清创的目的。一方面进行了彻底清创，减少伤口异物残留，在很大程度上降低患者二期激光治疗异物引起的色素沉着概率，减轻患者痛苦，同时降低医疗费用；另一方面保护了正常组织，减少了创口大小，有助于创口的愈合从而增加了安全性，降低了清创手术的难度。

一、清创性能特点1.无痛清创超声清创有效针对性的清创，保护了神经血管，可以进行无痛清创，对于需要多次清创的慢性溃疡、糖尿病难愈创面、褥疮外伤性溃疡、感染较严重的伤口，大大降低了患者的痛楚。2.深层清创在本机中，超声清创手柄采用优化设计技术，可促进清创喷头处超声波的空化作用，增强冲洗液的雾化效果，可以有效的应对普通超声清创无法应对的复杂部位的、创口较深的、感染较严重或溃疡式的伤口。

;二、技术优势（1）设备操作简便，节省了操作时间，减少患者痛苦，大大降低感染几率。（2）疼痛感轻微，耐受性好。（3）能较好的清除坏死组织，而对健康组织损伤轻微，且能提高组织内氧分压，改善组织血液循环。（4）有杀菌作用，采用40KHz的超声波频率，能够达到98%，极大的促进伤口愈合。（5）出血少，副作用少；糖尿病足溃疡患者采用超声清创术同时配合其他综合治疗，可以很好促进创面的愈合，对预防炎症扩散、骨髓炎有积极作用。

创伤、急救、手术水平的提高是杜绝患者后遗症、并发症的关键要素之一。;多功能洗清创机是一种处理各种外伤及手术伤口为先进的工具，与传统手工操作相比，它具有高效、省时、省力、省材料成本等特

点。;;1. 省时安全：所有冲洗管道和冲洗液均采用一次性无菌包装，并置于机器外部，绝无污染，无需消毒。2. 适用范围广：适用于所有手术外伤、骨伤、烧伤、皮肤病、糜烂组织以及所有的溃疡等的创面的清创，清洗彻底、愈合快。3. “ ” 多功能清创机，功能强大，具有脉动压力和超声波双重清创的功能。