

半导体冷敷机冰敷机冷疗机-骨科刚需产品

产品名称	半导体冷敷机冰敷机冷疗机-骨科刚需产品
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	冷敷温度:6~15 热敷温度:38~50 控温方式:半导体制冷
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

产品名称：全自动加压冷热敷机

产品号：

- 1.对患者局部进行冷、热敷压力治疗，减少，消除肿胀，缓解疼痛。
- 2.采用全自动半导体电子制温系统，功耗低，降温迅速一分钟迅速制冷。
- 3.全自动一键式操作，具有自动记忆和识别初次治疗模式。
- 4.冷敷和热敷温度范围：冷敷：6 -15 ，热敷：38 -50 。
- 5.制温速率： 3 /min。
- 6.工作时间： 99h，工作次数1-10次。
- 7.水囊材质度聚氨酯TPU蜂窝，由两层软质防水材料复合而成。身体各部位水囊便于治疗。
- 8.输入功率120VA、噪音 55dB。

产品特点：医疗冷热敷机——冷敷机行业新产品

- 1、产品自动化程度高具备液体探测传感装置、超限、超时、过载、过压、超温、缺水自锁保护装置。
- 2、产品具有冷敷、热敷和循环脉动加压可以组合使用，整个系统设计合理、安全可靠、操作简单方便临床应用。

治疗机理：

本机其冷敷治疗可以使局部血管收缩，血液减缓，并使毛细血管的渗透性降低，组织液外渗减少，局部代谢减缓，同时有效地减少了炎性介质的释放。可降低局部组织温度、收缩血管、减少皮下、减轻组织肿胀，同时降低神经末梢的兴奋度、提高疼痛阈值，达到止痛、消肿的作用。可对各种外伤，软组织损伤，术前术后的肿胀、水肿、血肿、浮肿，关节积血、积液，关节炎，急慢性软组织损伤，肌肉损伤，闭合性骨折，四肢骨折及关节术后的神经疼痛，急慢性软组织疼痛等有明显的效果。

对于骨科和外伤造成的肢体肿胀在24小时内采用加压冷敷治疗已经被证明是安全有效的手段。“ ”脉动加压冷敷机替代了冰敷的传统治疗方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便、效果显著；产品选用气压、专护水囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的治果。

产品概述：

医疗脉动加压冷敷机是一种新的冷敷和加压相结合，对损伤组织局部冷敷、加压，可达到降温、止痛、止渗、消肿的作用的一种医用设备。