

# 奶嘴食品接触材料检测

产品名称	奶嘴食品接触材料检测
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	0755-23312011 18002557368

## 产品详情

针对奶瓶奶嘴的有关知识你了解是多少呢？哪些的婴儿奶瓶奶嘴才算是达标的奶瓶奶嘴呢，还敢说你是合格的母亲吗？奶瓶奶嘴做为初生儿的必不可少用具，其安全系数备受关注，那在中国生产制造的婴儿奶瓶奶嘴实际有一些哪些检验规定和检验新项目呢？

我国对于食品包装材料也颁布了新的政策法规，对于奶瓶奶嘴能够参照GB 4806.2-2016.

食品卫生安全国家行业标准  
奶瓶奶嘴GB 4806.2-2015

通用性规定

外型  
浸泡液

总转移量（纯净水，40 ，24小时）

总转移量（4%甲酸，40 ，24小时）

总转移量（50%酒精，40 ，24小时）

高锰酸钾溶液使用量（纯净水，40 ，24小时）

重金属超标（以铅计）（4%甲酸，40 ，24小时）

锌（Zn）转移量（4%甲酸，40 ，24小时）

N-亚硝酸释放出来量（人力唾沫、40 ，24小时）

N-亚硝酸可反应物释放出来量（人力唾沫、40 ，24小时）

天然胶、顺式-1,4-聚异戊二烯硫化橡胶奶瓶奶嘴 2,6-二-叔丁基对甲苯酚转移量（纯净水，40 ，24小时）

2,6-二-叔丁基对甲苯酚转移量 (4%  
甲酸, 40 , 24小时)

2,6-二-叔丁基对甲苯酚转移量 (50%  
酒精, 40 , 24小时)

2,2'-甲基双-(4-羟基-6-叔丁基苯酚)  
转移量 (纯净水, 40 , 24小时  
)

2,2'-甲基双-(4-羟基-6-叔丁基苯酚)  
转移量 (4%甲酸, 40 , 24小时  
)

2,2'-甲基双-(4-羟基-6-叔丁基苯酚)  
转移量 (50%酒精, 40 , 24小时  
)

硅胶奶瓶奶嘴

挥发物化学物质