

储存UV胶水的用冰箱适用范围储存UV胶水的用冰箱保存物品以及适用科室：
医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：
急诊科，发热门诊，检验科，化验科。：门诊，保健科，新生儿科。

储存UV胶水的用冰箱产品特点：

7吋800×480点阵65K色真彩触摸显示屏 控制方式：P.I.D微电脑环境扫描微处理芯片 三重保护 对人员的保护。漏电流和过电流保护系统。当设备出现漏电流、过电流危险情况时，能自动跳闸快速切断电源，确保操作人员的。对样品的保护。当主控电路出现异常导致温度失控时，设备自动备份的应急执行中止异常动作，确保样品的。对财产的保护。过升保护系统。当加热元件失控温度急速上升时，能自动切断加热电源，防止引发火灾危及财产。 可选配嵌入式打印机和RS-232通讯接口 自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、恢复、参数记忆、参数密码保护、温度显示校正 监视计时器、优良式过升防止器、优良式温保护器（可调）、优良式漏电、过电流跳闸等 自诊断功能：传感器故障报，上、下限温报 高响应、高精度热传感器 立体加热，确保工作室具有良好的均一性 设计合理的风道结构，微风气流循环设计 大于1mm厚#304镜面不锈钢内胆，#304不锈钢电抛光搁板 的几何腔体洁净设计,保对样品主动的保护

承诺：一、我方确保按签订合同确定的设备和价格供货。二、质量保：我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配路，设备质量符合质量检测标准，我方提供的设备全部都有相关或。三、包装：我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺完全无损的运抵现场。由于包装不善引起的货物锈蚀、损坏和损失均由我方承担。四、验收：我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

北京福意联有限公司科学的，的，的理念，丰富的经验，完善的以及化的能力保了我公司产品的质量在同中。福意联拥有一支充满活力与希望的高素质团队，我们敢为人先，追求，会不断推出高质量、高性能的优良产品来满足客户的要求，并以的和合理的价格赢得客户的信赖！各界同仁和客户莅临我公司参观、指导，您的宝贵建议与意见将是我们前进的动力！