

膏体密度计 乌鲁木齐密度计 U管振荡密度计

产品名称	膏体密度计 乌鲁木齐密度计 U管振荡密度计
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

KRUSS采用U形管震荡法快速数字密度计的特点？

KRUSS采用U形管震荡法快速数字密度计的特点？

在低粘性到微粘性样品的情况下，可以使用蠕动泵半自动供应和清洁U形管振荡器。这意味着更高的效率和更安全，这一点非常重要，列如针对有害物质的分析。此外，乌鲁木齐密度计，这种半自动或全自动的给样方式还提高了测量结果的重复性。

- 1、高耐化学性干燥装置及蠕动泵
- 2、触摸屏直观操作
- 3、菜单驱动简单调整
- 4、预先定义的刻度，如密度、相对密度、锤度、酒精和硫酸浓度
- 5、符合GMP/GLP等多个国家、国际药典

我们的数字密度计适用于液体、乳状液体、膏体等的密度测量？

我们的数字密度计适用于液体、乳状液体、膏体等的密度测量？

由采用硼硅酸盐玻璃和聚四氟乙烯制成的耐化学取样部件，我们的密度计适用于几乎所有液体、乳液和糊状物。可通过注射器手动给样，化妆品密度计，也可通过蠕动泵半自动给样，或通过自动进样器全自动给样。高粘度的样品通常由注射器进行给氧，粘稠液体密度计，低到轻粘性也可以通

过蠕动泵和自动采样器给样。对于每一种操作方法和每一种样品，膏体密度计，我们都有合适的密度计组，包括所有必要的附件。

现代实验室密度测量的必备设备KRUSS数字密度计！

KRUSS数字密度计采用U型管振荡器方法，能够对所有可流动介质进行简单、快速和精确的测量。由于占地面积小、智能用户界面以及与许多标准的一致性，我们的密度计是为现代实验室量身定制的。目前提供三大系列分别是手动进样数字密度计、半自动进样数字密度计以及全自动进样数字密度计。用户可以根据自己的实际需求，方便、快捷地搭建自己的解决方案！

膏体密度计-乌鲁木齐密度计-U管振荡密度计由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司是一家从事“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“胥硕仪器,STARLAB”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使胥硕仪器在实验仪器装置中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！