

垂直混匀仪 长沙混匀仪 一键快速混匀

产品名称	垂直混匀仪 长沙混匀仪 一键快速混匀
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

STARLAB恒温混匀仪、恒温振荡器！

STARLAB恒温混匀仪、恒温振荡器产品简介：

?在实验室里同时完成混匀和恒温孵育两个过程的X佳方法是使用STARLAB公司的HC-MIXER舒适型恒温混匀器

?它操作使用方便，三维混匀仪，灵活性强

?由于它具备主动反向式冷却功能，长沙混匀仪，使得该仪器的控温范围和应用领域更加广泛

?它提供9种不同的加热模块

?有三款模块都可放置24个微量管，垂直混匀仪，适合0.5ml，1.5ml和2.0ml三种规格

?此外STARLAB还提供适合各种孔径的微孔板

STARLAB恒温混匀仪MXIER-HC应用举例？

STARLAB恒温混匀仪MXIER-HC应用举例？

> 质粒/RNA/DNA纯化

> cDNA合成

> 酶促反应（如DNA限制性酶切、蛋白酶K消化、连接）

> 菌株和质粒转化

> DNA、RNA和蛋白变性

> 细菌培养

> 100 ° C下的裂解反应

> PCR反应体系制备混匀

* ISO -支架 S8102-0020 也适配 0.5 ml 微量离心管. *ISO -支架 S8012-0021 也适配 1.5/2.0 ml 微量离心管.

STARLAB的HC-MIXER混匀仪可用于哪些容器的混匀？

STARLAB的HC-MIXER混匀仪可用于以下容器的混匀工作：

1、工作板 (可用于振荡混匀功能)、96孔PCR板 (带裙边、半高裙边、无裙边)、384孔PCR板、96孔和384孔深孔板、MTP微孔板，涡旋混匀仪，酶标板

2、微量离心管支架 (可用于振荡混匀功能)

0.2ml PCR管支架，PCR排管支架

0.5ml 离心管支架

1.5ml/2.0ml 离心管支架

15ml 微量试管支架

50ml 微量试管支架

3、多种模块可选择 (可用于加热孵育、振荡混匀功能)，参见订购信息

垂直混匀仪-长沙混匀仪-

一键快速混匀(查看)由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司是江苏苏州,实验仪器装置的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在胥硕仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创胥硕仪器更加美好的未来。