

## 速凝剂配方检验及成分检测。

产品名称	速凝剂配方检验及成分检测。
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	3600.00/件
规格参数	中科溯源:成分分析 仪器：红外等:用量：100g 地址：成都:模仿配制
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

## 产品详情

速凝剂成分化验，速凝剂配方还原，速凝剂成分鉴定，速凝剂配方升级，找哪家检测机构靠谱——成都中科溯源检测技术服务过多达几十个行业的产品，做成分分析、配方检测，小样配制等，也可以辅助解决工艺难题！

### {速凝剂概述}

无碱液体促进剂是用于液体喷射混凝土的混凝土添加剂。可以满足各种施工技术的要求。是一种紧急维修，施工，防泄漏和堵漏的方法，锚喷混凝土和其他混凝土工程必不可少的混凝土添加剂。效果等同于促进剂（液体）。

速凝剂由各种无机盐作为主要成分制成，然后进行煅烧和研磨。主要功能是调节混凝土的凝固和硬化速度。与混凝土混合后，具有固化，快速硬化，早期强度高，收缩变形小的特点。

### {速凝剂用法要求}

推荐用量：1.8-4.8%（根据水泥材料计算），湿喷涂时，泵送混凝土的坍落度要求为99-156mm。

速凝剂通过泵送或气动添加装置添加到喷嘴的后端；添加量由比例旋钮控制，可以根据喷射混凝土的效果和回弹量进行微调，混合的混凝土被送入喷雾器中，液体促进剂被添加到喷嘴的外部；速凝剂具有对水泥的适应性问题，在使用前，有必要对建筑水泥进行适应性测试以确定混合量；速凝剂是碱性的，不应直接与皮肤接触；速凝剂包装在铁桶或塑料桶中，储存时密封且防水，有效期为五个月。

### {速凝剂配方检验及成分定量分析检测}

只需要固体样品50-200g或液体样品50-200ml就能还原速凝剂配方的组成成分的化学名称及相应的含量，各种精密的设备和庞大的数据库以及严谨的计算，还有丰富的经验为检测保驾护航！