

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜

产品名称	双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司大连分公司
价格	51818.00/台
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市中山区长江东路56号17层10号
联系电话	13810107372 13810107372

产品详情

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜公司说明-

福意联产品广泛用于医疗、化工、食品、实验室、研究院、医学院、学校、家庭等均可使用，产品遍布及优良各个域。“德敬人、以诚立人”是公司的。“精益求精、勇于创新”是福意联人执着的追求。顾客的需求，是我们的目标。我们愿以优良的产品、优惠的价格，随时为您提供优良的售后。

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜产品说明：福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、医院、药房实验室、科研院校、监测等门；尿液标本冷藏柜温度控制微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内温度均匀性，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角；安全门锁设计，保障物品的安全，箱体采用钢板，经防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，搁架高度可任意调节，适应不同存储需求。（具体信息请根据机型选择）双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜实际使用图片：

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜参数：

产品型号	容积	温控范围	功率	外形尺寸（mm）	层架数量
FYL-YS-66L	62L	2-8	85W	430×480×640mm	4
FYL-YS-88L	88L	2-8	85W	480×490×840mm	4
FYL-YS-50LK	50L	4-38	430×480×52 10mm		
FYL-YS-100L	100L				
FYL-YS-138L	138L	540×550×840 mm			
FYL-YS-150L	150L	2-48	100W	595×570×865mm	
FYL-YS-230L	230L	160W	595×590×1 215mm		

FYL-YS-280L	280L	595 × 570 × 1446 5mm	
FYL-YS-310L	310L	595 × 695 × 131 5mm	
FYL-YS-430L	430L	595 × 680 × 1808 5mm	
FYL-YS-828L	828L	360w	1267 × 680 × 5 1818mm
FYL-YS-1028L	1028L	1267 × 680 × 21 05mm	
FYL-YS-128L	-30-10	110W	550 × 560 × 8 50mm
FYL-YS-100E			

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜产品特点：

温度控制：机械控制系统，数字温度显示，箱内温度2 -8 设有电源指示灯，设备通电时点亮。

制冷系统：优良压缩机制冷速度快，无氟制冷济。高密度无氟绝热层，保温效果良好。合理的蒸发冷凝系统设计，确保-的制冷效果 产品经检测机构进行昼夜温度交替实验，停断电保温实验等各项指标严格检测。

人性化设计：安全门锁设计，防止随意开启。宽气候带设计，适合10 ~43 环境使用 宽电压设计，可以保证在198 ~ 252V电压正常使用，在配备外加稳压器的情况下压缩机可以在170V低电压下启动，适合在各种*劣环境下使用 内层不锈钢胆设计，方便使用，有效防腐，生锈

双门试剂存放冰柜 检验科试剂存放冰柜注意事项：其他需注意的问题1.医务人员应注意养成阅读药品说明书的习惯，并按照说明书注意事项来存放药品。按药品储存条件要求建立药品储存用箱或柜，做到分类存放，方便取用。药品存放应放置在小孩或精神异常患者不能接触到的地方。2.注意保持药品包装和标识清楚、完整，医生尤其要嘱咐患有慢性疾病的老年人注意完整保存药品的外包装。各种药品包装上必须有醒目的标签，标签上的药品名称、用途用法、用量及注意事项等均应字迹清楚，没有标签或标签不清的药品不能再用，以保证安全用药。3.注意不同种类的药品切忌混合储存。处方药与非处方药、内服与外用药、有挥发性或有毒的药品、外包装相似的药品均应分别存放。4.注意药品有效期管理。一是要定期清理储存的药品，如储存的药品出现松散、变色、黏连、开裂、霉变、混浊等情况，应及时清理，切勿再用。二是开封使用中的药品，药品有效期不能按说明书上注明的有效期执行，可以参照附表。