

泰诺高冷热冲击箱、高低温冲击箱，控温精确，一机多用

产品名称	泰诺高冷热冲击箱、高低温冲击箱，控温精确，一机多用
公司名称	无锡市泰诺试验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:无锡泰诺 型号:TCE-系列 重量:400（kg）
公司地址	无锡市滨湖区渔港工业路12号
联系电话	13961884129

产品详情

品牌

无锡泰诺

型号

TCE-系列

重量

400（kg）

冷热冲击试验箱

本系列冲击试验箱采用立式箱体、冷热两箱或者三箱结构、采用提篮转换试品所在实验区域的办法，达到冷热冲击试验的目的；这种结构最大限度的减小了冷热冲击时的热负荷，缩短了温度回复时间，也是最可靠、节能的一种冷热冲击的方式。

技术特点：

- 1、使用经济环保型制冷剂如r404a, r23；
- 2、提篮可在10秒钟内从一个箱子移动到另一个箱子；
- 3、在冲击试验的冷热转换过程中，可快速地恢复至常温并保持稳定，通过技术处理避免了箱体内空气对流和热辐射对温度的影响.；
- 4、科学的空气对流系统可确保箱内空气的均匀分布；
- 5、显示器的操作界面可事先设置好循环试验的参数，使其自动完成试验全过程；
- 6、控制停留和转换时间可调。
- 7、在不做冲击试验的时候可以利用单个箱体做温变试验，一箱三用。

冷热冲击试验箱技术参数

型号		tce-60-a	tce-120-a	tce-60-b	tce-120-b
使用环境要求		5~35℃，地面平整，通风良好，无热源辐射。			
性能参数	试验区	曝露温度范围	-40~180	-40~180	-60~180
		温度均匀度	≤ ± 2		
		恢复时间	5分钟		
		恢复条件	150℃ -40℃ 各曝露30分钟		150℃ -60℃ 各曝露30分钟
		样品质量	6kg		12kg
	高温箱	预热温度范围	rt+10℃ ~190℃		
		升温时间	rt~190℃ 35分钟内		
	低温箱	预冷温度范围	-10℃~-65℃		-10℃~-75℃
		降温时间	25℃ ~-65℃ 60分钟内		25℃ ~-75℃ 60分钟内
	材料	外壳	冷轧钢板防锈处理后静电喷塑，呈橘纹式电脑白；		
内胆		sus304/2b不锈钢板；			
保温材料		超细玻璃棉及聚氨酯发泡			
加热器		不锈钢鳍片式电热管			
观察窗		导电膜电热除霜观察窗			
送风机		离心叶轮及异步电机			
制冷系统	压缩机	原装进口全封闭涡旋压缩机			
	制冷方式	机械压缩复叠制冷			
	冷凝器	鳍片式散热器			
	冷却剂	r23r404a			
	膨胀机构	电子式自动膨胀阀方式等			
控制器		tn1600温度控制器，10.4"真彩触摸屏/中文菜单/pid自整定			
内尺寸		400 × 400 × 400	500 × 500 × 500	400 × 400 × 400	500 × 500 × 500
深 × 宽 × 高（mm）					
吊篮尺寸		200 × 200 × 200	250 × 250 × 250	200 × 200 × 200	250 × 250 × 250
深 × 宽 × 高（mm）					
电源		ac380v 3 ㉚ 4w 50hz			
备注		以上参数为设备空载，且在环境温度23℃ 时测得。			