

淀粉增强剂配方化验与成分含量检测。

产品名称	淀粉增强剂配方化验与成分含量检测。
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	3600.00/样
规格参数	中科溯源:周期：10d 质谱:光谱 能谱:配比检验
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

{淀粉增强剂简介}

淀粉增强剂是一种羧基聚合物材料。在淀粉糊化过程中，淀粉的葡萄糖链交织成网状结构，可以增加纸张的环压强度，撕裂度等指标，并防止纸张重新获得水分。当施胶时，淀粉的量可以减少超过20%，并且可以降低表面施胶的成本。

根据生产过程，当需要添加辅助材料（例如淀粉，轻质钙等）时，将同时添加产品。使用时，请用温水将产品稀释10倍以上，然后将其完全溶解，然后将其添加到浆料罐中并搅拌均匀。添加剂的添加顺序为：淀粉增强剂-松香胶-硫酸铝。

{淀粉增强剂配方化验与成分含量检测好处}

适用于：高强度瓦楞纸，牛皮纸，梭芯纸，新闻纸，胶版印刷纸，书本纸和其他使用淀粉进行表面施胶的纸。

- 1.中等粘度，良好的水溶性，具有助滤剂和助留剂的增强剂，是提高干强度的理想选择。它可以提高环压强度，刚度，韧性，硬度和抗压强度。
- 2.添加淀粉增强剂可以改善纸张的断裂伸长率，断裂指数，耐折性和表面强度。它是造纸的良好增强剂，用量小。
- 3.同时减少纸浆中细纤维的损失。

{淀粉增强剂物化参数}

1.外观：白色结晶

2.有效成分： 88.5%

3.离子性：非离子

4.PH值：7 ± 0.6

5.溶解性：易溶于水，与上浆剂相容性好。

6.检测周期：7-10个工作日。