

脱脂剂成分含量检测 配方分析机构

产品名称	脱脂剂成分含量检测 配方分析机构
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	3000.00/样
规格参数	中科溯源:成分分析 仪器:气质:配方优化 小样开发:包装:密封
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心(二楼)
联系电话	13540018360

产品详情

{脱脂剂简介}

脱脂剂是一种常用的助剂，用于除去物体表面的油脂等。鉴于各脱脂剂的成分组成不同，含量差异，所以它们的用途也各不相同。有多用型的，有用于金属表面的，有用于绘图的，有用于塑料的，千奇百怪。对脱脂剂的成分含量检测也非常重要，因为它的配方是有多种成分的，且含量差异会影响配方的性能。

{脱脂剂配方优点}

- 1.快速脱脂，强力脱脂，使轻油和重油自动乳化并自然溶解。
- 2.应用范围广，成本低，成本仅为煤油清洗成本的十分之一。
- 3.使用安全，不损害皮肤，对各种表面安全无害。
- 4.用水稀释后，可直接在室温或加热下使用。
- 5.满足浸入式清洁，擦洗，喷雾清洁，超声波清洁等。
- 6.表面活性剂可以降解，对环境无污染。

{脱脂剂作用}

- 1.用于清洁各种金属加工零件表面的油脂；
- 2.用于替代各种碳氢化合物清洁剂；

3.用于电镀行业的除油和清洁；

4.用于汽车行业的除油和清洁；

5.用于超声波清洗；

6.用于清洁各种拉伸油，润滑油，防锈油，金属加工液和绘图油等。

{脱脂剂数据}

外观：白色液体

气味：无味

稳定性：好

易燃性：不易燃

挥发性：非挥发性

PH值：9

水溶性：任意比例混合

洗涤率：99%