

脱漆剂的成分检验和配方检验。

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 脱漆剂的成分检验和配方检验。 |
| 公司名称 | 成都中科溯源检测技术有限公司 |
| 价格 | 3600.00/个 |
| 规格参数 | 配方检测:配方解密 仪器：红外等:配方升级 地址：成都:核磁 |
| 公司地址 | 成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼） |
| 联系电话 | 13540018360 |

产品详情

{脱漆剂配方概述}

脱漆剂适用于去除金属，塑料，玻璃等表面的油漆。处理方法通常是浸泡或擦洗几秒钟到15分钟。对于小的物体，可以通过将脱漆剂注入合适的脱漆剂中并浸泡几秒钟到15分钟来去除漆层。对于不能移动或放置在脱漆罐中的脱漆剂，可以通过重复喷涂来脱漆。它可以快速剥离各种金属基喷漆，烤漆，油漆，静电漆和电泳漆。

脱漆剂添加多种添加剂，在产品表面形成胶束结构保护层，大大降低了产品的蒸发速度；它可以剥离漆屑而不会溶解漆屑，从而延长了除漆剂的使用寿命。

{脱漆剂成分化验检测优点及参数}

主要成分是有有机溶剂，易挥发和腐蚀性，优点有：

- 1.脱漆速度快，不损伤基材。
- 2.使用简便，高效便捷，无需加热即可清除油漆。
- 3.脱漆剂适用范围广，操作简便。
- 4.安全环保，不自燃。

参数：

外观：透明液体

气味：特殊的溶剂气味

密度： $1.1.2 \pm 0.05$

PH值： 2 ± 0.5

温度：室温

{中科溯源脱漆剂成分化验检测}

测试流程：样品分离提纯 - 仪器测试分析 - 图谱深度剖析 - 数据匹配核对 - 成分验证核实。

测试周期：一般是10个工作日左右，如果难度大，可能需要的时间也更长。

测试仪器：IC，ICP，GCMS，LCMS，XRD，SEM，IR等精密仪器。