

## 卸妆膏配方分析/成分化验。

产品名称	卸妆膏配方分析/成分化验。
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	3600.00/样
规格参数	中科溯源:成分分析 仪器：气质:配方升级 地址：成都:配比优化
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

## 产品详情

### {卸妆乳秘方简述}

卸妆乳为膏药，在清洁用品中，其清理工作能力仅次卸妆水。它具备高清理力和高保湿补水特性的特性。必须根据推拿脸使其乳状液，洗面奶是粘稠的，因而融解后不容易使皮肤干，觉得很保湿补水。即便非常容易闭口粉刺肌肤，还可以应用。

用长指甲在手心上加入适量的清洁液。用手指尖转圈推拿干脸，随后先后推拿前额，鼻部，面颊和下颌。再次推拿直至鲜奶油越来越油腻感。添加少量温开水乳状液并再次推拿。自来水清洗，直至面部清洁且没有残留。用整洁的整洁纯棉毛巾轻轻地擦拭。

——卸妆乳配方分析与成分化验技术性有关难题就找成都市中科追溯无损检测技术，为您复原一个可靠的秘方！

### {卸妆乳成分化验操作方法}

1.擦拭手和脸，取一枚硬币尺寸的去卸妆洁面霜，随后将其涂在全部面部和头颈。用手指尖将其伸开，轻轻地推拿全部面部，随后将其正确引导至耳背，随后将其减少至颈部。

2.轻轻地将手指头按在前额中间，用劲轻按，随后释放压力。

3.将3根手指头（无名指，中拇指，左手无名指）放到双眼下边鼻部的两边，轻轻地展开并施压，随后释放压力。

4.将手指头放到上嘴唇上，用劲按，随后释放压力。

5.将大拇指放到下颌下，将此外四个手指头放到下颌上，轻按释放压力，顺着下颌线向舒张压耳朵里面。

6.用去卸妆沙布加温面部，根据鼻部深吸气，将纯棉毛巾缠在手里，随后集中注意力按摩鼻子和下颌上的黑头粉刺，随后以转圈的方法推拿，以清洗脸部剩下的卸妆水。

{卸妆乳配方分析与成分化验技术性}

卸妆乳寄样必须50-200g，密封性包装，必须对来样加工开展预备处理，再用仪器测试，得到的图普开展深层分析，认证成份。