

# 手术室医用液体恒温箱装置

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 手术室医用液体恒温箱装置                             |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                               |
| 价格   | 73117.00/台                               |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱<br>温度:2-48 /0-100<br>物流:德邦物流 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                      |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849                  |

## 产品详情

### 手术室医用液体恒温箱装置公司说明-

能解除在后的患者的寒颤的反应，以及患者因为输液制品寒冷或冲洗液过凉引起的痛苦的感觉，在输液的时候使病人感觉舒适和满意。另外，还能缩短病人的疾病恢复的时间，医院的护理水平也会得到很大的提高。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

手术室医用液体恒温箱装置用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

### 手术室医用液体恒温箱装置公司说明：

北京福意电器有限公司自创1999年立之日起便把提供优良业的方案和优良完善的售后作为生存和发展的核心竞争力。我们将与您共同发展，共同创造良好的生存空间，共享利益，共享财富,公司秉承“做人以善为先，经营有章可循”的经营理念，坚持“客户优良”的原则为广大客户提供的售后,惠顾。

### 手术室医用液体恒温箱装置产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

手术室医用液体恒温箱装置相关-低体温对机体的影响

1寒战的发生率增加  
人体体温调节系统通常保持体温接近 37℃，患者体温约降低 1℃，就会出现寒战，在全麻恢复过程中，没有进行有效复温的患者，寒战发生率约 40%，寒战引起的肌肉增加使耗氧量增加 486%，机体耗氧增加心血管系统供需求亦会增加，易使机体病患者出现心律失常、心肌缺血。2对心血管的影响  
轻度低温时交感神经兴奋，心率加快，心肌收缩力增强，心输出量增加，外周血管收缩。外周阻力增加和血液黏稠度升高，会增加机体做功，可能导致心肌缺血和心律失常。3对神经系统的影响  
低温对神经系统的影响极其明显，体温每下降 1℃，脑流量减少 6%~7%，出现意识障碍、判断力损害和模糊。

勤发发