

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L

产品名称	腹透液恒温箱FYL-YS-1028L
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L制造商简介：

-福意联公司竭诚为各大院校、科研院、化工、生物制药、农业、、等企事业提供优良的产品和优良的。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力，现已拥有多项。优良的、的人员、的设备、科学的团队将使我公司立于不败之地。

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L参数：

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L用途：福意联腹透液恒温箱FYL-YS-1028L特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、、科研等储存对温度敏感的药品、试剂、材料等使用。腹透液恒温箱FYL-YS-1028L智能微电脑控制，同步温湿度数字实时显示，调整增量为1。腹透液恒温箱FYL-YS-1028L主要存放需低温保存的药物、试剂、、生物制品、贵重药品等。

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L适用范围腹透液恒温箱FYL-YS-1028L保存物品以及适用科室：
医院低温药品、以及特殊温度的物品：药品：临床、护士站、药库、中西药房。试剂：急诊科，发热门诊，检验科，化验科。：门诊，保健科，新生儿科。

腹透液恒温箱FYL-YS-1028L产品特点：

温度控制·风冷，电加热补偿系统，优良微电脑控制，箱内温度恒定控制在4-38度±1 范围内。·上下点数字温度显示，平均温度显示，分辨率1℃，便于准确观察监控箱内温度。·设定点可以调整校对，校对范围2~8℃，校对1℃增量。·采用五个数字集成传感器参与显示和控制。

系统·双重显示运行参数(数字显示)·双重报(高低温报、开门报)·带锁。放置意外开启。全透明程序·外门防凝露的应用，85%湿度无凝露，保对箱内情况的观察。·透明三层钢化玻璃门，真空设置更保温。人性化设计·自动化霜功能，适合高温高湿地区。·门锁设计，防止随意开启。·大屏幕数字温度显示，便于观察。·宽电压带，适合187~242V

电压下使用。·内设照明灯。·宽气候带：适合环境温度10~38℃，湿度80%以下地区使用。·产品可直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。·采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。使用范围·冷藏箱属智能新型多功能恒温箱，温度宽泛在2-48度之间，可任意设定需要的数值，温差，特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工、、科研等使用。

承诺：1.本公司为加强对客户的，并培养人员"顾客"的观念，特举办客户意见调查，将得结果，作为改进措施的依据。2.客户意见分为客户的建议或抱怨及对员的品评除将品评资料作为员每月绩效考核之一部分外，对客户的建议或抱怨，部应特别加以重视，认真处理，以精益求精，建立本公司的良好。3.及分公司应将当天客户叫修调记簿于次日寄送部，以凭填寄客户意见调查卡。调查卡填寄的数量，以当天全部叫修数为原则，不采抽查方式。4.对员的品评，分为态度、、到达时间及答应事情的办理等四项，每项均按客户的满意状况分为四个程度，以便客户勾填。5.对客户的建议或抱怨，其情节重大者，部应即提呈副总经理核阅或核转，提前加以处理，并将处理情况函告该客户；其属一般性质者，部自行酌情处理之，惟应将处理结果，以书面或通知该客户。6.凡属加强及处理客户的建议或抱怨的有关事项，部应经常与及分公司保持密切的，随时予以催办，并协助其解决有困难问题。7.及分公司对抱怨的客户，无论其情节大小，均应由主任亲自或门派员前往处理，以示慎重。

北京福意联有限公司拥有年轻并富有朝气的团队，在恒温、冷藏域有十年以上的及学术推广经验，公司长期注重与医学的合作，并保持着长期的密切合作。公司近几年致力于发展遍布的网络，计划在20余个城市均设的招商团队，与当地的经销商，临床医生及保持良好的合作关系，并提供完善的。为的医疗提供的医疗及理念，并积推进医疗的发展。