

# 种子低温低湿样品柜

产品名称	种子低温低湿样品柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	692755.00/台
规格参数	控温:风冷2-8 /-20 容积:50升60升80升300升800升 公司:福意联恒温冰箱
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

北京福意电器有限公司作为从事医用恒温冷藏科研设备的、经营、销售及售后的企业，北京福意电器有限公司产品涵盖了医用保温箱、医用恒温箱、干燥柜、加温保存箱、手术室保温柜保冷柜、医用（药品）冷藏箱、保存箱、低温保存箱、等多种规格型号。产品广泛应用于科研院校、卫生、、生物制药、药房、制药厂、站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

种子低温低湿样品柜型号说明：

种子低温低湿样品柜说明：

北京福意联具有多年从业的人员，为客户提供业完善的售前咨询与售后。公司依据自身的业背景，结合用户在不同项目中的实际需要，提供优良切实可行的方案与配套设备。业经营：冷藏冰箱，-20 冰箱，培养恒温箱，实验室冰箱，实验室恒温箱,干燥柜，车载冷藏箱，冷链运输箱，医用液体加温箱，手术室恒温箱，甘露醇恒温溶解箱，手术室保温柜保冷柜。

种子低温低湿样品柜使用注意事项：实验室冰箱使用注意事项：1、实验室冰箱超过使用年限的，作强制报废处理。如果使用时间尚未到期限，但是损坏严重、无法修理的也须报废。2、对于现有贮藏化学类试剂、易燃易爆物品的冰箱，必须实施防爆改造。没有经过改造及使用10年以上的冰箱不得用于贮藏化学类物品，经过改造的冰箱可以延长使用年限12年。如果是无霜冰箱，由于无法实施改造，必须改变其用途，只能贮藏普通物品。

3、严禁将易燃易爆物品、气体钢瓶和杂物等堆放在冰箱的附近，要保持实验室通风。4、使用冰箱时，应注意，移动冰箱时，不可以歪或倒斜，要平放平搬动，移动冰箱，以免冷冰油漏出，压缩机损坏。5、次使用或者断电（包括停电）10个小时以上，必须在使用前（或再次通电使用前）进行验机。验机合格确认。

勤发发