

整理剂配方解密/成分化验/原料鉴定

产品名称	整理剂配方解密/成分化验/原料鉴定
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	3600.00/个
规格参数	配方检测:气相 小样配制:用量：100g 工艺诊断:模仿配制
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

整理剂成分分析，整理剂配方还原，整理剂图谱解析，整理剂深度分析，纺织助剂配方还原，不用犹豫，就找成都中科溯源检测技术任工，多年的检测经验为您还原一个靠谱的配方！

{整理剂概述}

整理剂在各个行业都存在，像纺织整理剂，金属整理剂，树脂整理剂，多如牛毛。用的多的非纺织整理剂莫属，纺织整理剂在纯棉，聚酯棉，合成纤维和其他织物的整理过程中用作功能性添加剂。它可以改变织物的表面性能并赋予织物特殊功能。有时为了增加成品织物的手感，可以添加适量的阴离子或非离子柔软剂。

纺织整理剂的工艺过程如下：织物-
染整整理液（辊率59-69%）-干燥（79-119 ° C）-高温拉幅机（159-179 ° C × 29-59s）-成品。

{整理剂参数}

外观：灰色不透明悬浮体；

组成：纳米无机金属化合物的混合物；

离子：非离子；

PH值：6.9 ± 0.9；

比重：1.09-1.19g / cm³；

有效含量：29.9%；

溶解度：与水混溶，在低温下易于固化（在水浴中加热，搅拌后使用）。

{中科溯源整理剂配方解密/成分化验/原料鉴定提醒}

- 1.它可能会影响织物的某些颜色。在批量生产之前，您必须先采样并确认；
- 2.请在当天使用准备好的整理剂工作液；
- 3.长期保存后，产品可能分层并沉降，使用前，须在使用前充分搅拌每个包装桶，以确保加工的均匀性；
- 4.延长烘烤时间可以提高洗涤耐久性，您也可以添加适量的柔软剂以改善手感。