

卸妆膏配方分析与成分化验技术

产品名称	卸妆膏配方分析与成分化验技术
公司名称	成都中科溯源检测技术有限公司
价格	4000.00/个
规格参数	成分剖析:周期：10d 小样配制:用量：100g 工艺诊断:核磁
公司地址	成都市双流区华阳镇华新下街462号天府新区退役军人创新创业交互中心（二楼）
联系电话	13540018360

产品详情

{卸妆膏配方概述}

卸妆膏为膏剂，在清洁产品中，其清洁能力仅次于卸妆油。它具有高清洁力和高保湿性能的特点。需要通过按摩脸使其乳化，洁面乳是糊状的，因此溶解后不会使皮肤干燥，感觉很保湿。即使容易粉刺皮肤，也可以使用。

用长指甲在掌心上取适量的清洁剂。用指尖打圈按摩干脸，然后依次按摩额头，鼻子，脸颊和下巴。继续按摩直到奶油变得油腻。加入少许温水乳化并继续按摩。用水冲洗，直到皮肤清洁且无残留。用干净的干净毛巾轻轻擦干。

——卸妆膏配方分析与成分化验技术相关问题就找成都中科溯源检测技术，为您还原一个靠谱的配方！

{卸妆膏成分化验使用方法}

1.擦干手和脸，取一枚硬币大小的卸妆洁面霜，然后将其涂在整个脸部和颈部。用指尖将其摊开，轻轻按摩整个脸部，然后将其引导至耳后，然后将其降低至锁骨。

2.轻轻将手指按在额头中央，用力按压，然后放松。

3.将3根手指（食指，中指，无名指）放在眼睛下方鼻子的两侧，轻轻展平并施加压力，然后放松。

4.将手指放在上唇上，用力按，然后放松。

5.将拇指放在下巴下，将另外四个手指放在下巴上，按压放松，沿着下巴线向下压耳朵。

6.用卸妆纱布加热脸部，通过鼻子深呼吸，将毛巾缠在手上，然后集中精力按摩鼻子和下巴上的黑头，然后以打圈的方式按摩，以洗净脸上剩余的卸妆液。

{卸妆膏配方分析与成分化验技术}

卸妆膏寄样需要50-200g，密封包装，需要对来样进行预处理，再用仪器测试，得出的图谱进行深度剖析，验证成分。