

## 保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L

产品名称	保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L
公司名称	福意联医疗设备
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市东城区
联系电话	13911984728

## 产品详情

福意联经营保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L用手术室净化工程，可嵌入墙体。保冷柜操作温度：2-8 有效容积：62L适用于手术室，ICU，供应室等。保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L是供医疗机构使用的新型加温恒温设备，保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L主要适用于医疗机构手术室、输液室、急诊、注射科等科室。用于对生理盐水、腹透液、甘露醇等各种输液的加温及恒温保存，温度任意调节，满足医疗机构不同输液的加温、恒温要求。

福意联经营保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L用手术室净化工程，可嵌入墙体。保冷柜操作温度：2-8 有效容积：62L适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。多种规格：150L\230L\310L\430L等等。保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。本产品适可加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液等。

以下介绍保冷柜 操作温度：2-8 有效容积：62L  
是单一产品简介，如需其它要求或更详细参数和报价请电联系我。（请勿网留言，网留言有滞后性，无法及时回复）

保冷柜 操作温度：2-8

有效容积：62L简介高稳定性：采用高新微电脑控制，温度恒定，波动范围小。高性：控温精度高。高安全性：超温声源报警，按键优良。自动制冷，自动加热，一直恒定在设定的温度，噪音为零。a. 温控范围：2-48（每度恒温调控）c. 制冷原理：压缩机制冷，具有热补偿功能。当环境温度低于零度或者设定温度时，可以箱体内部温度恒定在设置温度。d. 加热原理：PTC陶瓷加热。翅片风冷循环，让箱体内部温度更加均匀，无死角。e. 嵌入式恒温箱，前散热式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占多余空间。f.

门锁设计：安全门锁设计，温度恒温锁定功能，确保存放物品安全。五种故障报警：高温报警、低温报警、断电报警、传感器故障报警

保冷柜操作温度：2-8 有效容积：62L部分参数

手术室保冷柜参数：型号:FYL-YS-66L 温度:2-8 外型尺寸:430 × 480 × 640mm

型号:FYL-YS-88L 温度:2-8

外型尺寸:480 × 490 × 840mm手术室保温柜参数型号:FYL-YS-150L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 680 × 1805mm高配手术室保温柜参数：型号:FYL-YS-151L 温度:0 ~ 100

外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:

595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 675 × 1795mm

福意联公司（北京福意联医疗设备有限公司、北京福意电器有限公司）我们的“福意联（FUYILIAN）”，历经了十几年的发展历程，企业已经具备了一定优势的度。

勤发发