

广安小孔径连接件测试仪 寰正科技 6%小孔径连接件测试仪价格

产品名称	广安小孔径连接件测试仪 寰正科技 6%小孔径连接件测试仪价格
公司名称	济南寰正科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市燕翔大厦619室
联系电话	13153037977

产品详情

圆锥接头性能综合测试仪是根据“GB/T1962.1 - 2001注射器、注射针及其他医疗器械6%（鲁尔）圆锥接头一部分：通用要求”中的有关条款而设备。下面就由寰正科技为大家简单讲解一下吧。

环境：

工作温度：5 ~ 40

相对湿度：45% ~ 80%

电源电压：220V ± 22V

电网频率：50Hz ± 1Hz

2.2技术指标：

轴向力量程：20N ~ 40N，检定误差不大于读数的 ± 2%；

扭矩量程：0.02N · m ~ 0.16 N · m，检定误差不大于读数的 ± 2.5%；

内部压强：300kPa ~ 330kPa，广安小孔径连接件测试仪，检定误差不大于读数的 ± 2%。

计制造的，专门用于测试圆锥接头的漏液、漏气、分离力、应力开裂等性能的测试设备。

济南寰正科技发展有限公司是一家专注于开发医疗器械检测设备的国内企业，并多次参与过论证，曾参与过的标准论证如下：输注泵YY0451、导丝YY0450、GB8368、GB8369、ISO80396YYT0916.20、一次性使用人体静脉血样采集容器YY0314等。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、的行动，取得了骄人的成绩。

漏气的试验方法

外圆锥接头

将被测外圆锥接头与一尺寸符合规定的标准内圆锥接头相连，连接双方均应干燥。在装配过程中，施加27.5N的轴向力，保持5s，同时以不超过0.1N·m的扭矩进行扭转，旋转不超过90°。

用一级小容量的防漏接头将标准的内圆锥接头与注设器相连，此注设器已按GB15810要求预先通过了抽吸时的活塞出泄漏的试验。

通过此装置和标准内圆锥接头，向注设器内注入新煮沸后冷却的水，水量应超过注设器刻度容量的25%。

排出空气，允许留有仪个小的气泡。

调节注设器中的水量至刻度容量的25%。

封住圆锥接头组件后端的小孔。

将注设器的锥头向下，回抽注设器的芯杆至公称容量处，保持15s。

在所述条件下试验，应无气泡形成。在5s内形成的气泡可忽略不计。

济南寰正科技发展有限公司自创建以来，小孔径连接件测试仪多少钱，我们始终以“自主、迅捷务实”为宗旨，努力提高企业研发能力和产品品质，运用新科技成果，6%小孔径连接件测试仪价格，提高企业实力。通过不断积极和开拓进取，我们始终走在行业的前沿。寰正至精至诚，以积极进取的团队精神、高1效的行动，取得了骄人的成绩。本着“、品质、服务”的经营理念，公司不断开发设计的产品，提升产品品质，在医1疗器械检测设备领域打造客户心目中永远的金口碑品牌。

鲁尔圆锥接头测试仪是根据“GB/T1962.2注射的仪器、注射针及其他医1疗器械6%（鲁尔）圆锥接头第二部分锁定接头”中的有关条款而设计制造的，专门用于测试6%（鲁尔）圆锥接头的漏液、漏气、分离力、旋开扭矩、易装配性、抗滑丝性、应力开裂等性能的测试设备。

广安小孔径连接件测试仪-寰正科技-6%小孔径连接件测试仪价格由济南寰正科技发展有限公司提供。行

路致远，砥砺前行。济南寰正科技发展有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为工业自动控制系统及装备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!