

# 办公家具 天津保全实验室设备 钢木办公家具

产品名称	办公家具 天津保全实验室设备 钢木办公家具
公司名称	天津市保全实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米
联系电话	15922229082

## 产品详情

补风型通风柜能在能耗节约上有所特长，但是也存在以下问题

补风型通风柜能在能耗节约上有所特长，但是也存在以下问题：1.由于补风型通风柜增加了一个送风系统，初投资增大，全钢办公家具，所需要的动力消耗也增大，即运行费用增大，办公家具，因此在使用补风型通风柜时，应该对整个系统的回收期进行评估。2.补风型通风柜的节能归因于使用不加热不制冷的室外风，这会影晌室内空气温湿条件，特别是较北方的冬天，室外温度很低，可能会给人体带来不舒适感，使操作者的安全性下降，很多补风型通风柜的运行结果并不节能，有的系统甚至比传统的通风柜耗能还有所增加。3.补风型通风柜送风口送风风速不利于控制，易产生文丘里效应，导致柜内有毒有害气体溢出从而污染试验区空气，对实验操作人员有一定的潜在危害。

### 实验室实验台插座介绍

1、实验室实验台插座：通常选用钢制96 × 96斜坡钢制插座外壳，插座选用五孔或六孔防水插座。

2、实验台化验水嘴：规格有三联、双联、单联、遥控水嘴、丁字型、垂直水嘴等供选择，材料为铸铜材料；壁厚为2.5mm，瓷质水阀，表面环氧树脂粉末喷涂。给水管及管接头水嘴连接镙扣为英制1/2接头。实验台给水管采用紫铜管、日丰铝塑管，接头采用铸铜件材料。

3、实验台化验水槽：采用PP材料，规格常规的有：大号800x460x310；中号550x450x310；小号440x330x180；常规实验室水槽选用中号的。下水件PVC材料，配返水弯。

4、实验台地脚：为不锈钢螺丝、尼龙罩盖、橡胶底座组合结构。具有防滑、减震、高低可调节台面水平、防酸、碱侵蚀、承重力强等特点，如实验台放置不稳当，可以调整实验台平衡、高度可以调节到3-5厘米。

5、门合叶：采用不锈钢板式2.5寸合叶，钢木办公家具，不锈钢厚度2.0MM。使用寿命不低于十万次。

6、实验台滑轨：托底式自动自闭导轨。

采：用实验室减压三口水，经防腐处理。水槽：下托式安装，并做回固处理。排水口设有硬质PP防臭防堵收集器。下水管采用硬质PVC材料，壁厚2mm。

把手：铝合金成型拉手，外经防腐处理。电源：TCL国际电工，220V/10A的多功能插座。化学实验室的实验台从结构上大体分为：钢木结构、铝木结构、全木结构和全钢结构等。实验台台面又分很多种：实芯理化板、贴面理化板、环氧树脂板、陶瓷板、大理石等等很多。箱体以木质居多，大体分为：中密度纤维板、刨花板等。

办公家具-天津保全实验室设备-钢木办公家具由天津市保全实验室设备有限公司提供。天津市保全实验室设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。保全实验室设备——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区唐官屯镇满意庄村东500米，联系人：孙经理。同时本公司还是从事天津全钢实验台，北京全钢实验台，河北全钢实验台的厂家，欢迎来电咨询。