

产后康复电极贴片价格 产后康复电极贴片 江苏泽康电极片多少钱

产品名称	产后康复电极贴片价格 产后康复电极贴片 江苏泽康电极片多少钱
公司名称	江苏泽康医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区无锡中关村软件园22号楼
联系电话	13395101053 13395101053

产品详情

电极片的使用次数：

电极片的使用次数与人体皮肤的清洁度和油性有关系，所以在使用前，先用肥皂清洗皮肤（酒精同样也可以）。通过清洗皮肤，就可以达到更好的使用效果，提高电极片的使用次数。

电极片的寿命：

每次使用过后，都把电极片放回原包装袋子里，放置阴凉处。如果电极片有少许的干燥，可以用几滴水来使它湿润这样做都能增加电极片的使用寿命。

上端是插针式，连接在理疗仪的连接线上。

全身都可以贴，产后康复电极贴片，理疗仪上面可以用。贴在皮肤上，起按摩，理疗，针灸，捶打等作用。

使用提示：

- 1、将电极片与一拖二针式导线连结上。
- 2、使用前先撕开粘片上的保护薄膜。
- 3、将自粘电极贴到需按摩的部位或相应穴位并压紧。
- 4、按摩结束后，将电极与线分开，盖上保护膜片。
- 5、建议多备几对。
- 6、自粘电极属易耗件，请爱护使用，保存温度为10 -40 。

注意事项：

无粘胶片粘度不够时，可用自来水冲洗干净，凉干再用。如粘度不够，产后康复电极贴片价格，可用松紧带绑紧。如果皮肤干燥或者油性皮肤，贴电极片前请用湿毛巾擦拭一下皮肤，然后再贴好电极

本标准规定了一次性电极片的产品定义、分类、要求、试验方法、检验规则和标志、使用说明书、包装、运输及贮存。本标准适用于电极片（以下简称为产品）。该产品主要与已注册的治liao仪配合使用，将导进、经皮给药、靶向给药的治liaoGB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 9969 工业产品使用说明书 总则 YY/T 0466.1-2009 器械用于器械标签、标记和提供信息的符号 部分：通用要求 3 术语和定义 YY 0148-2006 《胶带通用要求》标准中的术语和定义适用于本标准。分类
产品按器械分类规则属第 类物理治liao及康复设备（代码6864），属于无源器械。

产品名称：直径32mm圆形自粘电极片

产品编号：PET002

产品简介：直径32mm圆形自粘电极片广泛应用于各种中低频理liao仪，我司生产的电极片粘性、导电性都好，此款自粘性电极片可以反复使用上百次。如果在使用的过程中，粘性不粘，有污渍，产后康复电极贴片厂家，请用清水清洗干净，并且阴干，然后把离型膜贴好，包装好存放，下次使用和新的差不多。此款产品应密封保存，产后康复电极贴片代理，不可长期置于空气中，以免氧化。

配套产品：3.5纽扣式电极线

保质期：密封保存-10° ----20° 情况下两年。

其他服务：我司可提供OEM代工服务，欢迎各位来电来函咨询打样订购。

产后康复电极贴片价格-产后康复电极贴片-江苏泽康电极片多少钱由江苏泽康科技有限公司提供。江苏泽康科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。江苏泽康——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市新吴区无锡中关村软件园22号楼，联系人：徐经理。