

## 造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L

产品名称	造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	66704.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:4-38 /2-48 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

-

造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L公司说明：

北京福意电器有限公司是集一家经营，销售，维护为一体的综合性仪器售后商，公司秉承“以德敬人，以诚待人”的一贯，以优良的好，实惠的价格，诚信务实为公司营销理念。经过不懈努力福意联已与全多家仪器仪表厂商建立了稳固、广泛的与销售合作关系.已逐渐发展成为有影响力的仪器供应商。

造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的\*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L产品参数：

造影剂恒温箱 37 恒温箱FYL-YS-310L相关- 正常成人安静状态下：舌下温度36.3--37.2  
直肠温度36.5--37.7（比口腔温度高0.3--0.5）腋下36.0--37.0（比口腔温度低0.3--0.5）；体温如果低于35.0

称为体温过低 有生命危险；体温如果低于36.0但大于35.0只能说明你的体温过低。

体温是指机体内部的温度。正常人腋下温度为30—37度，口腔温度比腋下高0.2

—0.4度，直肠温度又比口腔温度高0.3—0.5度。人体的温度是相对恒定的正常人在24小时内体

温略有波动，一般相差不超过1度。生理状态下，早晨体度略低，下午略高。运动、进食后、妇女月经期前或\*期体温稍高，而老年人体温偏低。体温高于正常称为发热，37.5—38度为低热，38—39度为中度发热，39—40度为高热，40度以上为超高热。人体温度相对恒定是维持人体正常生命的重要条件之一，如体温高于41度或低于25度时将严重影响各系统（特别是神经系统）的机能，甚危害生命。