

蝗虫20种标本 标本 雨林教育

产品名称	蝗虫20种标本 标本 雨林教育
公司名称	河南雨林教育工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市红旗区工业园道清路8号
联系电话	13525069800

产品详情

蝴蝶谷不仅有着或婀娜多姿、或气势磅礴的30余级瀑布相迭而成的多极串连瀑布群景观，瓢虫科5种标本，还有着古朴厚重、具有丰厚文化底蕴的瑶族村寨("过山瑶")。别具风格的服装样式、建筑类型(吊脚楼、同心楼)、饮食模式、民间歌舞，以及瑶寨人的生活方式均不同层次地表现出瑶文化的质朴古风。在接待中心您还将看到可容纳300多人的木式餐厅和拥有现代化设备、可接待100余人的古朴、精致的木制客房。

在这里，您既可以领略到山林的自然风光、生态之美，体验到溯溪、攀爬瀑布的快感，又可感受到瑶寨居民热情好客、淳朴的民风民情;既可寻得穿梭于幽静的山林竹海中窥视蝴蝶不同舞姿的无穷乐趣，观看红蜻蜓点水的纯美画面，螳螂目昆虫分类3种标本，又可欣赏到别具特色的民俗风情演出和感受瑶族深厚的历史文化底蕴;既可体验远眺蜂桶、采摘野菜野果的田园野趣，感受日光垂钓的特有情调，又可享受各式农家菜肴，住上舒适、精美而充满瑶寨气息的木制客房。

1. 软化：昆虫死亡后较干硬，不便制作标本，需要先进行软化。一般把材料放在潮湿的沙土上，用玻璃罩或塑料薄膜罩住，或放在底铺湿沙的铁皮盒中，一天左右即可软化。

2. 针插法：把软化的昆虫用昆虫针插在泡沫塑料板上晾干，蝗虫20种标本，制成标本。昆虫针的粗细应根据标本的大小选择，大的标本用粗针固定，小的标本用细针固定。针插昆虫的位置有严格的规定：多数昆虫（鳞翅目、蜻蜓目、膜翅目等）插在中胸和后胸当中；双翅目昆虫插在中胸中央偏右一些；鞘翅目昆虫插在右面鞘翅的左上角，针正好穿过中足与后足之间；半翅目昆虫插在中胸小盾片的偏右方。针要从虫体背部垂直插入，标本，标本在昆虫针上的位置，应使针上部留出全针长度的四分之一。插好后用镊子整理触角、翅、足等。

防腐和保存

最后一道程序就是在制成的昆虫标本上加放适量的防蛀防霉药剂，然后插上标签。若标本的数量较多，则需分门别类将标本置入标本盒内，将其置于避光的干燥处保存。

若需要制成昆虫生态景箱，还可将昆虫标本与经过干燥处理的植物、花草配置在同一个玻璃罩内，也可配置在其他艺术镜框中。

当然有时便于长时间保存，可以用不易碎的有机盒保存。

蝗虫20种标本-标本-雨林教育由河南雨林教育工程有限公司提供。河南雨林教育工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！