

快速检测农残试剂厂商 云南快速检测农残试剂 龙晟生物科技

产品名称	快速检测农残试剂厂商 云南快速检测农残试剂 龙晟生物科技
公司名称	东莞市龙晟生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市大岭山镇大岭山社区龙江段135号鑫宏丰大厦6楼B区
联系电话	18922524288 18922524288

产品详情

农残速测试剂（《蔬菜中有机磷和氨基甲酸酯类残留量快速检测》GB/T5009.199-2003 本产品为该标准方法的配套试剂，快速检测农残试剂厂商，酶活性和对敏感性等指标均达到或超过了标准的要求，在一定条件下，有机磷和氨基甲酸酯类对酯酶正常功能有抑制作用，其抑制率与的浓度呈正相关。正常情况下，酶催化神经传导代谢产物（乙酰）水解，其水解产物与显色剂反应，产生黄色物质，用分光光度计测定 412nm 下的吸光度随时间的变化值，计算出抑制率，通过抑制率可以判断出样品中是否含有有机磷或氨基甲酸酯类的存在。

同时现代农业的发展也越来越依赖的使用。有研究指出，农作物病虫草害引起的损失可达70%，通过正确使用可以挽回40%左右的损失。我国是一个人口众多耕地紧张的国家，粮食增产和农民增收始终是农业生产的主要目标，快速检测农残试剂厂，而使用控制病虫草害从而减少粮食减产是必要的技术措施，云南快速检测农残试剂，如果不用，我国肯定会出现饥荒！

东莞市龙晟生物科技有限公司拥有自己的产品研发部、生产基地以及销售部门，主要研发生产各类食品安全快速检测产品，公司的产品通过分析测试机构（中国广分测）的检验认可。

农药残留快速检测试剂说明书/农残试剂盒/蔬菜农残检测

【试剂配制】

缓冲剂：取1包缓冲剂倒入510mL蒸馏水中摇匀溶解制成磷酸盐缓冲液，常温保存；

底物：取1瓶底物加入5mL蒸馏水摇匀溶解，使用时取100 μL，0~5 冷藏保存；

酶粉：取1瓶酶粉加入5mL缓冲液摇匀溶解，使用时取100 μ L，0~5 冷藏保存；

显色剂：取1瓶显色剂加入10mL缓冲液摇匀溶解，使用时取100 μ L，0~5 冷藏保存。

【样品提取】

取2g蔬菜样品（块茎类取4g），叶菜剪成1cm²左右的碎片，块茎类取横截面或取其表皮，快速检测农残试剂厂家，放入取样瓶中，加入10mL缓冲液，震荡1~2min，静置或过滤后上清液为待测样品液。

快速检测农残试剂厂商-云南快速检测农残试剂-龙晟生物科技由东莞市龙晟生物科技有限公司提供。快速检测农残试剂厂商-云南快速检测农残试剂-龙晟生物科技是东莞市龙晟生物科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：林经理。