

消毒柜质检报告怎么办理？

产品名称	消毒柜质检报告怎么办理？
公司名称	国瑞中安集团-综合性CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	15816864648 15816864648

产品详情

消毒柜质检报告怎么办理？

消毒柜检测报告适用：

本规范适用于消毒柜商品类型;

检测标准 / Testing Standardn

家用消毒柜检测标准：

GB4706.1《家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求》；

GB17988《食具消毒柜安全和卫生要求》；

消毒测试内容：

1个分类 GB4706.1，GB 17988第6章 推荐性

2 标志和说明 GB4706.1，GB 17988第7章 推荐性

3 对触及带电部件的防护 GB4706.1，GB 17988第8章 推荐性

4 输入功率和电流 GB4706.1，GB 17988第10章 推荐性

5 发热 GB4706.1，GB 17988第11章 推荐性

6 工作温度下的泄漏电流和电气强度 GB4706.1，GB 17988第13章 推荐性

7 耐久 GB4706.1，GB 17988第15章 推荐性

8 泄漏电流和电气强度 GB4706.1，GB 17988第16章 推荐性

9 变压器和相关电路的过载保护 GB4706.1，GB 17988第17章 推荐性

10 可持续 GB4706.1，GB 17988第18章 推荐性

11 非正常工作 GB4706.1，GB 17988第19章 推荐性

12 稳定性和机械危险 GB4706.1，GB 17988第20章 推荐性

13 机械强度 GB4706.1，GB 17988第21章 推荐性

14 结构 GB4706.1，GB 17988第22章 推荐性

15 内部布线 GB4706.1，GB 17988第23章 推荐性

16 元件 GB4706.1，GB 17988第24章 推荐性

17 电源连接和外部软线 GB4706.1，GB 17988第25章 推荐性

18 外部导线用接线端子 GB4706.1，GB 17988第26章 推荐性

19 接地措施 GB4706.1，GB 17988第27章 推荐性

20 螺丝与连接 GB4706.1，GB 17988第28章 推荐性

21 电气间隙，爬电距离和固体绝缘 GB4706.1，GB 17988第29章 推荐性

22 耐和耐燃 GB4706.1，GB 17988第30章 推荐性

23 辐射，毒性和类似危险 GB4706.1，GB 17988第32章 推荐性

消毒柜质检报告办理流程：

1.找国瑞质量检测中心咨询消毒柜检测项目、周期及费用

2.协商完毕，找工程拿产品送检申请表填写

3.寄样，寄送到国瑞质量检测中心

4.付费

5.周期内，出具报告，供用户查阅，无误之后出具正式报告

消毒柜检验周期有多久？

消毒柜检测周期为5-7天，以产品送检到实验室当天起算