

生化培养箱 上海昀跃实验电炉厂家 生化培养箱规格

产品名称	生化培养箱 上海昀跃实验电炉厂家 生化培养箱规格
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

上海昀跃仪器设备有限公司主要产品有：台车式电阻炉、翻转式台车电阻炉、工业箱式电阻炉、井式加热炉、井式回火炉、井式气体渗碳炉、盐浴炉、等标准及非标热处理设备。同时还生产化验室用干燥箱、培养箱、实验电炉、水浴锅、电热板、蒸馏水器及化验室配套分析仪器等。

为了实验的安全请安装外部接地装置，选择与设备相匹配的电源安装漏电保护装置。

设备严禁用于、巨毒、强腐蚀性物品的实验。

把设备安放在干燥的平台、或地面上面，与墙体保持 > 50CM。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

上海昀跃仪器设备有限公司始建于1989年，经过多年的发展，成为国内比较大的生产工业炉和实验炉生产基地，本着诚实守信的企业宗旨，以可靠的产品质量，周到的售后服务赢得大家的青睐。

若有恒温定时功能

点击“设定”键，进入到温度设定状态，左排显示窗显示提示符“SP”，生化培养箱规格，右排显示温度设定值（先个位值闪烁），修改方法同上；再点击“设定”键，小型生化培养箱价格，进入到恒温时间设定状态，左排显示窗显示提示符“ST”，右排显示恒温时间设定值（先个位值闪烁）；再点击“设定”键，退出此设定状态，修改的设定值自动保存。

当恒温时间设为“0”时，表示没有定时功能，控制器连续运行，生化培养箱，右排显示窗显示温度设定值；当设定时间不为“0”时，右排显示窗显示运行时间或温度设定值（参见七.内部参数表-2中的运行时间显示模式（参数ndt的值）），当显示运行时间时，右排显示窗个位小数点点亮，等测量温度达到设定温度后，定时器开始计时，生化培养箱功能，右排显示窗个位小数点闪烁，计时时间到，运行结束，右排显示窗显示“End”，蜂鸣器嘀、嘀声鸣叫1分钟后停止鸣叫。运行结束后，长按“减小”键3秒可重新启动运行。

注：在计时过程中若改变温度设定值，则仪表从0开始重新计时。

上海昀跃仪器设备有限公司拥有强大的科研力量，不断的跟踪国内研成果，与国内大专院校、科研单位进行长期合作，采用新型节能材料、加热元件、先进智能温控系统，产品具有节能、使用寿命长等优点。

温度设定范围：-15.0 ~ 100.0 ； 温度测量范围：-19.9 ~ 109.9

时间设定范围：0 ~ 9999分钟（小时）；

温度测量值基本误差：< 0.3%； 计时误差：< 1%；

工作环境：电源电压：220V ± 10%； 环境温度：0 ~ 50 ； 相对湿度：< 85%RH；

生化培养箱-上海昀跃实验电炉厂家-生化培养箱规格由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司是一家从事“台车式电阻炉,箱式炉,干燥箱,井式炉,工业箱式电阻炉等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“昀跃”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使上海昀跃在电热设备中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事台车式电阻炉，箱式台车式电阻炉，全纤维台车式电阻炉的厂家，欢迎来电咨询。