

光学干涉原理气体检测仪（麻醉剂、气体纯度）

产品名称	光学干涉原理气体检测仪（麻醉剂、气体纯度）
公司名称	北京理研仪器技术开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:RIKEN 型号:FI-21 测量范围:多种范围
公司地址	中国 北京市 北京市朝阳区东三环南路58号富顿中心A1711
联系电话	86 010 58672870 13901148613

产品详情

品牌	RIKEN	型号	FI-21
测量范围	多种范围	测量对象	多种气体
重量	2 (kg)		

麻醉剂、气体纯度、溶剂蒸气、熏蒸气体【fi-21系列】特点：可监测多达8种气体 使用操作按钮可以选择测量的气体 直接数字显示 内置采样泵 使用ccd和四重分析技术，检测精度高 数据记录存储量达100个 几乎没有消耗品，节约维护费用 c e 认证fi-21系列应用的检测气体和监测范围type-01用于溶剂蒸气的体积浓(vol%)检测 c7h8inair 0-2vol% mekinair 0-5vol% etacinair0-5vol% c8h10inair0-1vol% ipainair 0-2vol% mibkinair0-1vol% ch3ohinair0-1vol%type-02用于溶剂蒸气%lel浓度检测 c7h8inair0-100%lel mekinair 0-100%lel etacinair0-100%lel c8h10inair0-100%lel ipainair 0-100%lel mibkinair0-100%lel ch3ohinair0-100%leltype-03用于熏蒸气体检测 ch3brinair 0-200mg/l ph3inair0-100mg/l ch3linair0-200mg/l ch3bronair0-5vol% poinair0-10vol% o2inair0-100vol%type-04用于气体纯度检测 heinair0-100vol% neinair0-100vol% h2inair0-100vol% ch4inair0-100vol% co2inair0-100vol% nh3inair0-100vol% h2ino20-100vol% h2inco20-100vol%type-05用于麻醉剂检测 halothaneino20-6vol% isofluraneino20-8vol% sevofluraneino20-10vol% desfluraneino20-20vol% halothaneinair0-6vol% isofluraneinair0-8vol% sevofluraneinair0-10vol% desfluraneinair0-20vol%

规格：型 号fi-21检测原理光学干涉检测法显示数字显示（检测气体，毕竟起，气体浓度，时间等）结构非防爆结构检测方式批量检测气体采样方式内置泵吸入式（显示读数时，泵停止工作）精度显示值的±3%±1以内输出数据记录仪，0-1vdc数据记录功能日期、时间（24小时）和测量结果，最大记录数据：100个数据使用温度，湿度5-35℃，<80%rh工作压力大气常压电 源c型碱性电池（4节）或ac电源（选购）电池寿命约20个小时（不采样时）尺寸和重量约200（宽）×80（高）×145（厚）mm，2kg标准附件背包，吸气管，采样管，c型，碱性电池（4节）“t”型采样配件（仅用于麻醉剂检测）选购附件ac电源，数据记录软件，数据下载电缆