

医用恒温箱 容量 138l温度4-38

产品名称	医用恒温箱 容量 138l温度4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74009.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱 容量 138l温度4-38 公司说明-

北京福意电器有限公司拥有优异的经营设备，强大的科研队伍，业的人才，现代化的管理以及完善的售后体系。其产品设计匠心独运，工艺精良，用料考究，外观豪华气派，恒久，稳步。本公司主要产品有：冷藏冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、医用加温箱、手术室保温柜等一系列产品。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱 容量 138l温度4-38 用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱 容量 138l温度4-38 产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱 容量 138l 温度4-38 相关-手术期患者发生术中低体温的原因、低体温对机体造成的影响与危害以及术中低体温的预防与护理措施。发生术中低体温的危险因素有：环境温度对体温的影响,对体温的影响,皮肤保暖作用的散失,输液输血对体温的影响,年龄及其它因素,低体温对机体造成的影响与危害有：增加切口感染率,凝血功能障碍,药物代谢延迟影响术后恢复,增加心血管并发症等。预防与护理措施有：术前对患者充分评估,注理护理,提供适宜的手术室环境温度,进行体温监测,静脉输入时加温液体37℃,使用保温装置,防止热量散失等。

勤发发