

# 青软青之检验检测实验室智能化建设解决方案

产品名称	青软青之检验检测实验室智能化建设解决方案
公司名称	成都青软青之软件有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:青之 系统架构:B/S 适用于:各类实验室
公司地址	成都高新区创业路16号B幢2层（注册地址）
联系电话	13350892540

## 产品详情

青软青之为检验检测机构提供检验过程管理、资源管理、质量管理，包括易耗品、标物标样、标准项目、药典管理等模块遵照17025准则等执行。

青软青之实验室智能化建设解决方案拥有三大产品特点，我们确保系统安全合规，帮助各类检验研究院应对内外部的合规监管。

下面我们来具体展示其中的部分功能：

### 数据采集与ELN

自动数据采集，从仪器设备（如：电子天平、ICP-MS）中自动采集数据，以设定的采集策略处理数据，并填充到匹配的原始记录模板中，自动生成原始记录（电子原始记录简称ELN）。

（数据采集界面）

（采集策略界面）

### 网上受理

公众可以在网上受理网站中提交委托检验任务，并可自行添加检验项目。网上受理审核通过后，自动进入LIMS检验流程。公众可以在个人中心中查看检验任务的进度等信息。

可以查看电子版报告和验证报告的真伪，公众无需注册和登录，只要输入报告编号、报告防伪码和验证码，即可在线查询报告的真伪和查看电子版报告。

## 移动抽样与平板签字

手持安卓平板设备，从LIMS同步抽样计划后，到现场进行抽样。支持离线抽样，在有网络后再同步到LIMS。也支持移动网络和WIFI在线抽样，支持样品拍照等操作。

有多种快捷输入方式，减轻移动端输入不便的痛点，如根据输入的有限信息自动联想带出关联字段信息等。

业务受理、报告发放环节，可以使用安卓平板给客户签字确认，签名保存到LIMS系统中，可长期保存备查。

## 24小时动态在线监控实验环境

不同的湿温度传感器可部署在各楼层不同实验室，24小时动态在线监控实验环境，在系统中可直观的查看每个传感器，每个位置的温度、湿度。

当温度或湿度达到设定告警值时，会自动发出警告，通知相关人员进行处理。温湿度数据可被ELN直接调用。

## 国抽接口

实现与市场监管总局的食品国抽/农产品平台等对接，以方便总局任务的接收和结果的上报，以提高工作效率和准确性。

## 查询统计

LIMS实现了检验过程数据和结果数据等全面的存储，通过这些数据，可以分析和挖掘出非常多的业务统计数据，支撑管理决策和研究学习，对趋势预判、预警等有广泛应用。

可以自行添加新的自定义统计，只要数据库里有的数据，都可以通过配置不同的查询统计规则实现所需的业务统计。

## 流转记录、过程留痕

全过程流转记录，包括任务流转、样品流转、项目流转、报告流转等均有过程记录。系统支持审计追踪。

## 标物标样及易耗品管理

LIMS统一管理标物标样和易耗品，符合检验检测机构资质认定能力评价

检验检测机构通用要求(RBT 214-2017)ISO/IEC 17025 : 2017 CNAS  
CL01 : 2018《检测和校准实验室能力认可准则》的相关要求。