

高质量的IPL光子嫩肤仪

产品名称	高质量的IPL光子嫩肤仪
公司名称	河南星维庆医疗器械有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:eosika-ipl 光灯:氙气灯
公司地址	郑州市中原区伊河路136号光合大厦19楼1913
联系电话	17266030525

产品详情

品牌 eosika-ipl

光灯	氙气灯
光源	脉冲光源
脉冲时间	3.5 ms
能量密度	白8.4 ~ 10.8 j/cm ²
	黄6.0 ~ 9.6 j/cm ²
	褐3.6 ~ 6.0 j/cm ²
光板面积	15mm x 29 mm
波长	450 - 1100 nm
光灯寿命	70,000 cycles
重量	1.7kg
大小	305.8mm (h) x 181.7mm (v) x 88.7mm (h)
使用条件	
温度	5oc - 35oc
湿度	30% - 80% rh
电源、功率	110vac or 220vac, 50 or 60 hz, 200w
保管条件	
温度	-20oc to 80oc
湿度	0%-95% rh

伊索卡

全球首部全ic芯片微型专业ipl光子嫩肤机

主要功能：

- 1、嫩肤2、脱毛
- 3、祛斑4、祛皱
- 5、祛痘6、祛暗疮
- 7、祛红血丝8、改善肤质
- 9、增强皮肤吸收护肤品

ipl (intense pulsed light)又称强脉冲光是一种很柔和，具有良好光热作用的光源强脉射光照射皮肤后会产生两种作用：

生物刺激作用：强脉冲光作用于皮肤之后，产生的光化学作用，是真皮层的胶原纤维和弹力纤维内部产生分子结构的化学变化。恢复原有弹性。另外，其所产生的光热作用，可增强血管功能，使循环改善，从而达到消除皱纹，缩小毛孔的治疗作用

光热解原理：由于病变组织内的色素团远远多于正常皮肤组织，在吸收光之后，其温度高于皮肤。利用温差是病变血管封闭，色素破裂分解，而不损伤正常组织。