

医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）

产品名称	医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74421.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）公司说明-

北京福意电器有限公司在飞速发展的同时，逐步形成了“售后上”的经营理念。展望未来，福意联人充满信心，必将做出更杰出的成果回报广大客户。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等等。我们热诚外广大客户来人来函洽谈。很荣幸为你提供优良、的售后。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）相关-低体温对机体的影响

1寒战的发生率增加
人体体温调节系统通常保持体温接近 37℃，患者体温约降低 1℃，就会出现寒战，在全麻恢复过程中，没有进行有效复温的患者，寒战发生率约 40%，寒战引起的肌肉增加使耗氧量增加 486%，机体耗氧增加心血管系统供血需求亦会增加，易使机体病患者出现心律失常、心肌缺血。

2对心血管的影响 轻度低温时交感神经兴奋，心率加，心肌收缩力增强，心输出量增加，外周血管收缩。外周阻力增加和血液黏稠度升高，会增加机体做功，可能导致心肌缺血和心律失常。

3对神经系统的影响 低温对神经系统的影响极其明显，体温每下降 1℃，脑血流量减少 6%~7%，出现意识障碍、判断力损害和模糊。医用恒温箱（输注液体及冲洗液进行加温）

勤发发