

医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）

产品名称	医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67153.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）公司说明-

北京福意电器有限公司是一家高科技恒温冷藏设备制造企业。我们借鉴 优异的压缩机制冷和十多年的制造管理经验，以及一批立志于创新开发的科技人员和高素质的员工队伍,一直致力于精密的温度控制的保存设备的设计开发，为广大科技企业、医疗单位、高等院校及其他潜在客户提供的恒温冷藏保存设备，创造精美事业。

产品别称：医用恒温箱、医用加温箱、手术室恒温箱、手术室加温箱、输液恒温箱、输液加温箱、生理盐水恒温箱、生理盐水加温箱、透析液恒温箱、透析液加温箱、甘露醇恒温箱、甘露醇加温箱、腹透液恒温箱、腹透液加温箱。

医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）相关-手术室的环境温度一般控制在22度左右甚更低，这样才能为术者创造舒适的环境，而医生及巡回护士大多需要外加手术室来“御寒”的。但对于病人来说，皮肤温度和环境温度相差过大，会使病人辐射和对流散热明显增加。剂本身可降低20%~30%的代谢率，加上全麻下体温调节及外周温觉感受器传入中断，肌松下寒颤产热消失，这些因素均导致体温下降。有研究表明，在19-21度的手术室环境下，少50%的手术里，都会出现患者低体温的现象，尤以全麻后第1小时体温下降优良为急剧。为了净化手术室空气减少微生物的滋生，采用层流设备来净化空气，经层流净化过的空气从手术室上方的进风口进入手术间，再从手术室向四周扩展，造成患者处于优良低温区域。术中输入大量低于体温的冷液体或温度较低的库存血，对患者体液造成“冷稀释”作用、大量使用室温冲洗液、非手术区暴露过多等等原因，都加速了患者体温的下降。相关文献报道，给成人静脉输入环境温度的液体1000mL或200ml4

的血液，可使体温平均降低约0.25。医用恒温箱（输液液体、冲洗液保温）

勤发发