

医用冷藏冰箱（带物联网）

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 医用冷藏冰箱（带物联网） |
| 公司名称 | 北京福意联医疗设备有限责任公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 北京东城区银河soho |
| 联系电话 | 010-63331059 13910591117 |

产品详情

-医用冷藏冰箱（带物联网）药物发放区等功能区域，不同功能区域分开，药物及资料均带锁保存，非药房人员不可接触。为满足临床试验用药物保存要求，药房目前配备有药物存放阴凉柜、2-8 医用级冰箱、-25 超低温冰箱以及常温药物存储柜，保药物的储存。药房温湿度采用化的温湿度系统，对药物及资料保存环境进行24小时连续性监控，并设置有温湿度异常报警系统，保异常情况能及时得到通知和处理，有力的保障我院临床试验用的规范化运行注射用头孢呋辛钠遮光、密封、在冷处（冰箱2~10 ）保存注射用头孢硫脒（仙力素）注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠（2:1）在凉暗（遮光不超过20 ）干燥处保存胰岛素注射液于2~8 冰箱保存，不可冻结，避光保存甘精胰岛素注射液（来得时预填充）门冬胰岛素注射液（诺和锐特充）门冬胰岛素30注射液（诺和锐30笔芯）门冬胰岛素30注射液（诺和锐30特充）门冬胰岛素注射液（诺和锐笔芯）重组甘精胰岛素注射液（长秀霖笔芯）精蛋白重组人胰岛素注射液（甘舒霖N笔芯）精蛋白生物合成人胰岛素注射液（诺和灵N笔芯）精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混50R）（诺和灵50R笔芯）精蛋白锌重组赖脯胰岛素混合注射液（25R）（优泌林70/30）精蛋白生物合成人胰岛素注射液（预混30R）（诺和灵30R笔芯）精蛋白生物合成人胰岛素注射液（诺和灵N特充）精蛋白锌重组人胰岛素注射液（优泌林，中效型）30/70混合重组人胰岛素注射液（甘舒霖30R笔芯）鲑鱼降钙素喷鼻剂（金尔力）避光、密闭2~8 保存鲑降钙素注射液（邦瑞得）眼氨肽注射液避光不超过20 保存重组人表皮生长因子衍生物滴眼液（金因舒）干燥避光处（4~25 ）外用重组人碱性成纤维生长因子（盖扶）？2~8 存放重组牛碱性成纤维生长因子外用溶液（贝复济）破伤风抗毒素于2~8 避光保存注射用还原型谷胱甘肽遮光，低于20 卡前列甲酯栓（卡孕）避光密闭，（低于-5 ）保存缩宫素注射液密闭，于凉暗处（避光并不超过20 ）保存注射用缩宫素（宝太素）垂体后叶注射液遮光，冷处（2~10 ）保存人白蛋白室温2~25 双歧杆菌三联活菌肠溶胶囊（贝飞达）冷藏（2~10 ）注射用醋酸奥曲肽密闭，在凉暗处（避光并不超过20 ）保存巴曲酶注射液（东菱迪芙）避光，在5 下保存（ ）避免冰冻注射用胶原酶遮光，冷处（2~10 ）保存注射用脂溶性维生素（ ）（知维保）密封，阴凉处保存（不超过20 ）注射用胸腺肽 1注射用A型肉毒毒素（衡力）于-5~-20 避光保存多烯磷脂酰胆碱注射液（易善复）2~8 保存醋酸去氨加压素注射液密封，在2~8 的暗处保存人白蛋白2-25 注射用头孢呋辛钠遮光，2-10 氨甲环酸注射液遮光，10-30 复方氨基酸注射液遮光，5-25 盐酸莫西沙星氯化钠注射液遮光，15 以上盐酸丁咯地尔注射液10-30 甲钴胺注射液（弥可保）室温保存，维持避光保护袋的状态保存人胎盘液避光，2-8 盐酸异丙嗪注射液遮光，10-30 重组人干扰素2b注射液避光，2-8 保存和运输注射用促肝生长素遮光，10 以下保存注射用尿激酶遮光，10 以下保存破伤风避光，2-8 保存运输注射用头孢哌酮舒巴坦钠2-10 阿昔洛韦乳膏在阴暗（避光不超过20）曲安奈德益康唑乳膏15-30处保存珍珠明目滴眼液凉暗处，避光不超过20伊曲康唑胶囊15-30 干燥保存栓心脉宁胶囊10-30 心脑血管康胶囊10-30 枸

橡胶铋钾胶囊（丽珠得乐）10-30 双歧杆菌活菌胶囊（丽珠肠乐）2-8，避光保存和运输双醋瑞因胶囊（安必丁）15-25 瑞格列奈片（诺和龙）15-25 干燥处保存利培酮片15-30 密封保存恩替卡韦片（博路定）15-30 密封保存屈螺酮炔雌醇片（优思明）15-30 密封保存孟鲁司特钠片（顺尔宁）15-30 密封保存甲泼尼龙片15-25 双黄连口服液遮光，阴凉处葡萄糖酸钙口服液10-30 吸入用复方异丙托溴铵溶液（可必特）15-25 复方丹参滴丸10-30 密封保存医用冷藏冰箱（带物联网）福意联公（FUYI.LIAN）以顾客为的理念贯通于每一个合作环节，无论是售前咨询还是售中解惑，乃至售后服务，我们越来越注意顾客的重要性。因此，以顾客为的理念已远远超出为顾客服务的范畴，而上升到‘福意联’发展的战略高度，成为福意联不可忽视的关键理念。北京福意联有限公在长期的销售实践中，形成了独特的市场优势：产品齐全、合理、信息反馈及时、并能随时随地保障外商直接、周到、完善的售后服务。福意联公将立足于研事业，服务于广大实验室工作者，来公实地考察，我们全体员工将为您提供优良的服务！北京福意联有限公简介：我们尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的办公环境，以全新的管理模式，完善的，周到的服务，的为生存根本，我们始终坚持用户上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。产品特点：1.透明玻璃门,适用范围广。2、采用无氟制冷压缩机3、嵌入式设计,可并排放在台阶下面或并排放在台面上，节省空间4、体积小，方便搬动5、温度可调控，可在2-48度调节6、大手把，可放便的开门7、屏幕加锁设计，8、下有底脚，可方便的调平箱体9、内采用LED直流灯，光线柔和，，省电10、内采用直流风机，箱内温度均匀，波动小，噪声低(40dB(A)，省电11、可调搁架，方便存放不同类的物品12、覆塑钢板，耐腐蚀易清理。福意联多功能医用恒温箱FYL-YS-430L参数简介：型号：FYL-YS-50LK 温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm型号：FYL-YS-100L 温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm型号：FYL-YS-138L 温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm型号：FYL-YS-150L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm型号：FYL-YS-230L 温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm型号：FYL-YS-280L 温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm型号：FYL-YS-310L 温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm型号：FYL-YS-430L 温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm型号：FYL-YS-151L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm型号：FYL-YS-281L 温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm型号：FYL-YS-431L 温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm型号：FYL-YS-828L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm型号：FYL-YS-1028L 温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm医用冷藏冰箱（带物联网） 期临床研究室配有超低温冰箱、低温冰箱、高速冷冻离心机等仪器设备，抢救室配有可移动抢救车，备有抢救和简易抢救设备，并配备心电监护仪、心电图机、除颤仪和呼吸机等具有生命体征与功能的设备，设有供氧和负压吸引装置。抢救设备状态良好，以保障受试者的医疗安全。医用冷藏冰箱（带物联网）