

# 犬咬伤清创机-犬咬伤冲洗设备-犬咬伤专用冲洗器

产品名称	犬咬伤清创机-犬咬伤冲洗设备-犬咬伤专用冲洗器
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

## 产品详情

### 犬咬到专用冲洗器

一、我国有关法律法规 国家卫生部2009版《预防处置规范》：第7条

创口清洗:用20%的肥皂液(或是别的弱碱性清洁液)和一定工作压力的流动性冷水更替完全清理、清洗全部咬到和抓患处少15分钟.....较深创口清洗时,用注射针或是高压脉冲器材伸进创口深层开展注浆清理,保证全方位完全。

国家疾控2016版《技术指南》：2、曝露后处理:创口清洗:用肥皂液(或别的弱碱性清洁剂)和一定工作压力的流动性冷水更替清理咬到和抓破的每处创口少 15 分钟。

如前提容许,提议应用狂犬病毒清洗机械和专用清洁剂对创口内部开展清洗。

二、规范化犬伤医院门诊基本建设规定创口处理区：紫外消毒灯、创口清洗基本上设备（单独用以创口清洗的多少位蓄水池或专用冲洗设备，确保给予温开水清洗）、稀碘伏消毒液和苯扎氯铵或其它具备病毒灭活法律效力的皮肤黏膜消毒液、肥皂液或别的弱碱性清洁剂、无菌检测盐水、高腿椅（凳）、医治盘、长医用镊子、大空间注射针、无菌检测脱脂棉球或棉球、消毒杀菌沙布、消毒杀菌缸、废弃物桶，有标准的“医院门诊”可配置的创口清洗机械。三、犬伤创口全自动冲洗设备-狂犬病毒清洗机

犬伤创面机选用脉动饮料工作压力技术性，应用无线网络清洗枪 特别制作枪嘴，选用无菌检测包装袋的弱碱性皮肤黏膜消毒液，根据自动化技术管理程序自动式进行标准化的犬伤清洗处理。用以急诊和普外对环境污染的开放式软组织挫伤（如擦破、划伤、小动物致残、浅外皮创口）手术前的清洁和清洗。尤其是小动物抓咬伤口处理方法行业，大幅度降低了病人被病原体侵犯的风险性。

四、犬伤创口全自动冲洗设备-狂犬病毒清洗机自动式自动控制系统：全套自动控制系统以我国标准为架构，以伤患的安全性为总体目标，的操纵，一键打开就可以自动进行一次规范的犬伤清洗步骤，乃至轻微伤患彻底可更好进行自助式清洗。全部清洗环节中温度、压力、弱碱性皮肤黏膜消毒液与冷水的更替清洗、盐水的后清洗都是会全自动进行 完毕时的发票复印等系统自动进行，并会做出语音播报，不用做其它所有实际操作 对于受伤患、大规模撕破伤患等独有手动式作用，工作人员可依据具体情况挑选的清洗方法（手动式方式一样有程序流程辅助，巨大减少医务人员工作中压力）。

五、犬伤创口全自动冲洗设备-狂犬病毒清洗机性：1、犬伤创面机获得《中华人民共和国医疗器械注册证》，号规格：2、合乎国家卫生部《狂犬病暴露预防处置工作规范》，合乎CDC《狂犬病预防控制技术指南》规定3、清洗汇报、自动保存、打印出并签名确定，严苛防止医疗事故纠纷，避免医患冲突！

机械设备全自动清洁工艺是创口清理方式发展趋势的必定方位，也是现在全世界临床医学医疗界和医疗器械生产商科学研究开发设计的网络热点。此项新技术应用的运用可以缓解病患痛楚，缓解医务人员劳动效率，提升清洗的高效率。