

狂犬病伤口冲洗机

产品名称	狂犬病伤口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	毫升:250毫升 脉动冲洗压力:最大冲洗压力56kpa ,
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

狂犬病伤口冲洗机

狂犬病是由狂犬病毒通过动物传播给人的一种严重的急性传染病。传染源主要为病犬、其次为病猫及病狼等，病死率，被我国列为乙类传染病，近十年来高居传染病致死率位。狂犬病发病因素与咬伤部位、创伤程度、伤口处理情况及是否正确及时注射疫苗、抗体有关。

中华人民共和国卫生部（卫计委）2009年颁布的《狂犬病暴露预防处置工作规范》要求：

与疑患狂犬病动物的接触类	接触后预防措施
I类：触摸或饲喂动物，动物舔触处的皮肤完整	无
II类：轻咬裸露皮肤，或无出血的轻微抓伤或擦伤	立即对伤口进行局部处理并接种疫苗并
III类：一处或多处穿透性皮肤咬伤或抓伤，动物舔触处的皮肤有破损；动物舔触处的粘膜被唾液污染，与蝙蝠有接触。	立即对伤口进行局部处理、接种疫苗并注射狂犬病免疫球蛋白；

其中还特别提出了对“伤口冲洗”的工作要求：

伤口冲洗：用20%的肥皂水（或者其他弱碱性清洁剂）和一定压力的流动清水交替彻底清洗、冲洗所有咬伤和抓伤处至少15分钟。然后用生理盐水（也可用清水代替）将伤口洗净，后用无菌脱脂棉将伤口处残留液吸尽，避免在伤口处残留肥皂水或者清洁剂。较深伤口冲洗时，用注射器或者高压脉冲器械伸入伤口深部进行灌注清洗，做到全面彻底。（引自第七条）

2013年，湖南省卫生厅也颁布了《湖南省狂犬病暴露预防处置门诊工作方案》，明确要求……伤口处置室：墙面贴瓷砖至少1.8米，紫外线消毒灯，配备适合人体各个部位伤口冲洗的设施（如热水器、低位冲脚水池、高脚椅（凳）、冲洗床（附图）等）……(详见附件全文)

2、改变目前狂犬病预防处置门诊伤口处置环节被忽视的现状，防范法律风险。

如上文所述，狂犬病预防重要的环节是伤口冲洗，而目前，门诊只配备有一个冷热水器，伤口冲洗只能靠门诊医生手工进行操作，很难满足规范中“交替”“15分钟以上”等要求，且对于冲洗过程不能及时记录，给医患纠纷埋下了隐患。

综上所述，狂犬病预防处置门诊配置的医用创口冲洗机完全符合行业主管部门的工作规范要求。

事实上，我单位自年开办门诊、致力于狂犬病预防工作以来，一直尽力按照09版《规范》的要求提供医疗服务，共接诊&np;人次，是本区域内接诊人数多、提供的医疗服务质量zu i hao的门诊之一。随着近年来社会经济水平的不断提高，我市（县）的群众生活水平也在不断提高，豢养宠物的家庭和人数在不断增加，门诊接诊的人次有不断增加的趋势，也对我们的工作提出了新的挑战；在目前的医疗市场竞争中，除了人才、技术和服务质量外，诊疗手段（仪器设备）是否先进也是十分重要的因素，因此，为了患者的利益、也为了门诊的发展，积极应用新的医疗器械、引进新产品、提高医疗服务水平是必然之路。

狂犬病伤口冲洗机采用脉动压力技术，使用特制刀头，采用无菌包装的-犬清TM-弱碱性皮肤黏膜消毒液，通过自动化控制程序全自动完成高标准的犬伤冲洗处置。医疗犬伤清创机科学的处置能有效减低伤患创口病毒数量，极大提升狂犬病预防有效性；以完全符合国家规定的处置程序有效保障犬伤门诊的权益，规避医疗风险，避免医疗纠纷；的冲洗清创设备可显著降低对门诊处置水平要求，减轻处置人员的工作负担。产品简介狂犬病伤口冲洗机（多功能清创机）适用于各种犬伤、擦伤、武器伤等外科新鲜创面，犬咬伤清创机由西安交大、中科院光机所、第四军医大学、西安医疗联合研发，是一款的伤口清洗设备。针对不同伤口，可选用不同流动液体做为清洗液（肥皂水、生理盐水等），彻底清除伤口杂物，污血，有效减少伤口细菌、病毒数量。国内现状：“我国养犬数量超过一亿，每年因犬咬伤而注射狂犬病疫苗的超过1200万人。每年老百姓的狂犬病疫苗免疫和免疫球蛋白支出就超过50亿元。”-----狂犬病专家、军事科学院军事医学研究院--&np;涂长春法定报告传染病中狂犬病死亡人数仅次于艾滋病和肺结核；狂犬病疫苗每年的批签1,200-1,600万人份，位列国内前20大产值疫苗品种榜首，遥遥其他疫苗使用市场。-----摘自《中国狂犬疫苗市场调研与投资研究报告》中国宠物行业规模在2017

年达到1,340亿元，在2015年至2025年期间将保持年均30.9%的高增速发展，但同时多地市犬伤门诊量每年增长也在20%以上。-----《中国宠物行业白皮书》