

手术室保温柜2-48度,150L

产品名称	手术室保温柜2-48度,150L
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84582.00/台
规格参数	公司:福意联保温柜 安装方式:嵌入式安装 用途:洁净手术室保温柜保冷柜
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意电器有限公司资金实力雄厚，拥有一大批科技人才，具有雄厚的温控力量，公司一贯以“质量优良、售后上”为，热情为社会各界售后。产品广泛适用于高等教育、农业科技、生物化学、血站、医院、生命科学、生物制品、制药等各大域。

手术室保温柜2-48度,150L说明：

随着手术室建筑设施的发展，越来越多的手术室采用[净化层流设备](http://cpro..com/cpro/ui/uijs.php?rs=1&u=http://www.xzbu.com/1/view-6318682.htm&p=&c=news&n=10&t=tpclicked3_hc&q=52066088_cpr&k=%BF%D5%C6%F8&k0=%BF%D5%C6%F8&k1=%C%D6%C%F5%C%D2&k2=%BE%B2%C2%F6%D1%%CB%8&k3=%B1%3%%C2&k4=%BE%B2%C2%F6&k5=%D1%%CB%8&sid=e4dd74446de00df2&ch=0&tu=u1847666&jk=5323d6eed770e981&cf=29&fv=11&stid=9&urlid=0&luki=10&seller_id=1&di=128)。室内空气的速对流，会增加病人机体的散热；手术室的温度过低，会导致病人体热过度散失，由此可见，层流手术室的常规温度和室内空气速对流的两个因素，会增加病人机体的散热，更容易导致病人体温下降。福意联手术室恒温箱加温液体药品37度，有效减少低体温症的发生，提升手术护理质量。手术室保暖柜也成为洁净手术室必备设备，成为手术室低体温症护理重要环节不可或缺的设施。

-----手术室保温柜2-48度,150L使用说明：

手术室保暖柜（保温柜）温度设置在37-80，产品适用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液等相关液体。用于术中液体常规加温（加温人体体温37），或高温加温（加温生理盐水60-80），在心脏手术室

、脑科手术室，腔镜手术中等多有使用。

手术室保冷柜温度设置在4℃，用于生物制品或者具有低温要求的医疗物品储存。-----
-----手术室保温柜2-48度,150L参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100℃ 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆；3层不锈钢搁架，可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度，LCD数码显示，自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计，防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环，温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

-----1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48℃(每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595*570*865mm6、内径尺寸:520*440*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现人管

手术室保温柜2-48度,150L相关:手术室净化中的洁净区平时如何管理,手术室净化是现在手术室布的主流,医院的洁净区日常管理应严格按照规范操作,如进入手术室净化洁净区必须更换鞋,病人出入应执行换车程序,所产生的污染必须走污染物通道等,经常对洁净区内卫生进行清扫,保持干净,另外,有长期不用的手术间,启用前必须对手术室内卫生进行清理,以防止室内空气过脏,过早的使空调过滤器受到破坏,减少使用寿命。室内温度低于20度时,因为操作者只穿手术衣会感觉到冷,可能会影响到动作的灵敏性和准确性。另外病人由于是创伤机体抵抗力处于低下水平,更易感冒等并发症。当手术室净化的洁净区温度过低空气过于干燥的环境,物体表面的浮沉容易随走动或铺单等动作漂浮在空中,可能会飘落到操作者的手上或者器械上对病人的创面感染造成威胁。手术室保温柜2-48度,150L