

## CT室/放射科用恒温箱

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | CT室/放射科用恒温箱                              |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                               |
| 价格   | 68446.00/台                               |
| 规格参数 | 介绍:福意联医用恒温箱<br>温度:37<br>容积:150-430-1028升 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号                      |
| 联系电话 | 13811305308 13811237849                  |

## 产品详情

CT室/放射科用恒温箱公司说明：

福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户售后。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。

CT室/放射科用恒温箱临床使用:造影剂（又称对比剂，contrast media）是为增强影像观察效果而注入（或服用）到人体组织或器官的化学制品。这些制品的密度高于或低于周围组织，形成的对比用某些器械显示图像。如X线观察常用的\*制剂、优良钡等。临床上通常会把造影剂加热体温时，可以降低粘稠度，把加温的造能有效预防不良反应和减少副反应的发生。

CT室/放射科用恒温箱产品参数：

CT室/放射科用恒温箱相关-给予盖被保温,观察组在对照组基础上给予水循温毯联合输液加温。比较两组凝血指标（包括PT、PTT、TT）、体温变化、术中液体输注情况、苏醒质量、低体温发生率、寒战发生率及手术部位感染（SSI）发生率。结果：术毕,观察组PT、PTT、TT均低于对照组（P 0.05）,体温高于对照组（P 0.05）,复苏时间及苏醒时间均少于对照组（P 0.05）,输血量、输入胶体液总量及输入晶体

液总量均少于对照组 (P = 0.05),低体温、寒战及SSI发生率均低于对照组 (P = 0.05)。结论:采用水循温毯联合输液加温对开颅手术患者进行术中保温,有利于改善凝血功能,维持体温恒定,减少低体温、寒战及SSI的发生率。