

多功能清创仪-多功能清创机

产品名称	多功能清创仪-多功能清创机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	脉动压力冲洗:56kp安全水压 三种冲洗刀头:有大扇形、小扇形和柱形三 超声波冲洗:4万5千赫兹频率超声波
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

传统的清创方法和设备具有一定的局限性，急需新的、高效的多功能清创治疗方法和治疗设备应用于临床，中国海军军医大学第三附属医院近期急诊科新引进多功能清创机，它是集超声清创、高压冲洗、负压吸引三大技术于一体的多功能清创系统。利用高压冲洗快速清除创面异物，通过超声清创的“空化”效应，有效去除坏死组织，杀灭细菌，后利用负压吸引快速回收清洗废液，防止创面二次污染，达到高效清创的目的。一方面进行了彻底清创，减少伤口异物残留，在很大程度上降低患者二期激光治疗异物引起的色素沉着概率，减轻患者痛苦，同时降低医疗费用；另一方面保护了正常组织，减少了创口大小，有助于创口的愈合从而增加了安全性，降低了清创手术的难度。

一、清创性能特点

1.无痛清创

超声清创有效针对性的清创，保护了神经血管，可以进行无痛清创，对于需要多次清创的慢性溃疡、糖尿病难愈创面、褥疮外伤性溃疡、感染较严重的伤口，大大降低了患者的痛楚。

2.深层清创

在本机中，超声清创手柄采用优化设计技术，可促进清创喷头处超声波的空化作用，增强冲洗液的雾化效果，结合多种类的道具，可以有效的应对普通超声清创无法应对的复杂部位的、创口较深的、感染较严重或溃疡式的伤口。

二、技术优势

- (1) 设备操作简便，节省了操作时间，减少患者痛苦，大大降低感染几率。
- (2) 术中痛轻微，耐受性好。

(3) 能较好的清除坏死组织，而对健康组织损伤轻微，且能提高组织内氧分压，改善组织血液循环。

(4) 有杀菌作用。

(5) 出血少，副作用少；糖尿病足溃疡患者采用超声清创术同时配合其他综合治疗，可以很好促进创面的愈合，对预防炎症扩散、骨髓炎有积极作用。

三、临床应用

1、 外伤、手术伤、感染伤口/创面、烧伤创面、化脓性伤口、创面、软组织创伤、开放性骨折等等

2、 慢性难愈合伤口，如糖尿病伤口、褥疮外伤性溃疡等。