

# 远红外负离子自发热能量钛磁疗【护腕】

产品名称	远红外负离子自发热能量钛磁疗【护腕】
公司名称	上海茂升实业有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:MAWSN茂升 部位:手腕 型号:MS-103
公司地址	中国 上海市黄浦区 西藏南路750号24层C座
联系电话	86 021 63458259 13671666582

## 产品详情

品牌	MAWSN茂升	部位	手腕
型号	MS-103	产地	上海
箱装数量	30付	贸易属性	内贸
产品类别	保健护腕	是否自发热	是

本公司经营自发热能量钛磁疗护腕，质量保证，欢迎咨询洽谈。

### 一，远红外负离子护具系列：

本产品以电气石（tourmaline）锗石为核心与纳米生物功能材料结合而成具有热电性，压电性的双重效应，与人体磁场形成共振共鸣，并在人体自身能量的激发下可连续释放热能，负离子，远红外，产生热能效应，从而有效改善血液循环，激活细胞促进新陈代谢，疏通经络，祛风除湿，镇痛祛寒，增强机体抗病能力。

### 二，产品性能及作用原理：

该产品在传统护具的基础上添加了高科技纳米级远红外，负离子和热敏材料，利用现在纺织技术复合而成。具有热电性，压电性双重效应，与人体磁场形成共振共鸣，并在人体自身能量激发下可以连续释放热能，负离子，远红外，产生深度热效应。

通过体表贴敷高分子热灸效用，吸收外界能量和人体自然热能，不断释放出8-15um波长的远红外线与更强的白金磁能渗透皮肤及皮下组织，对贴近的肌肤表层细胞及深层穴位神经进行全方位的刺激激活，深度刺激经络。与细胞中的气血产生共振吸收效应，能有效松弛血管平滑肌，扩张毛细血管改善微循环，加强血管内活性物质的释放。激活人体内生物分子，使血流加快，促进血液循环，改善组织营养，提高血液供氧量，增强细胞免疫力，扶助破骨细胞的修复，增强关节间粘膜细胞自我修复能力，从而达到行气活血，祛湿散寒，化瘀止痛，增加身体的承受能力，缓解关节过渡劳损，改善关节骨质老化现象，强健体

## 魄的功效

### 三，适应范围：

本品适用于腰椎病，颈椎病，脂肪堆积，中老年性关节炎，风湿性关节炎，静脉曲张，腰肌劳损，胃寒，痛经，小腹坠胀，身体畏寒等症的温热理疗。

### 四，使用方法：

1，解开搭扣，将产品正向放置，紧密贴身佩戴于身体不适部位，再将搭扣粘牢。30分钟左右局部产品热感及针刺感，能量直达人体深层部位。

2，使用前在有凸起圆点的远红外负离子布面上用湿毛巾擦拭，会慢慢有灼热感产生，请根据自身情况调节至舒适的状态。

3，每次佩带3小时，每日可多次使用。

### 五，注意事项及禁忌症：

1，在身体长期出汗的环境下禁用，如运动或从事体力。因为远红外负离子发热布在潮湿环境下会不间断发热，容易灼伤皮肤。

2，孕妇，使用部位有外伤者，皮肤病患者皮肤过敏者，有出血性向患者禁用。

### 五，储存方法：

置于阴凉干燥处，注意防潮。

本公司另外大量供应自发热护具，腰围，颈椎牵引系列产品：