

手术室液体药品恒温柜

产品名称	手术室液体药品恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	62662.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

手术室液体药品恒温柜

甘露醇在天气冷的时候（大概低于25摄氏度）就会出现结晶，出现结晶后可以恒温箱加热溶解，温度越高溶解速度越快，但温度也不易过高，以免损坏包装，一般温度在42-45度左右就行，如果结晶较多，可以在加热的过程中轻轻摇晃瓶体，使结晶分散开，加速溶解；加热溶解后不影响药效。如果条件可以的话，将甘露醇放置在恒温箱中就不易出现结晶；如果没有恒温箱，天气较冷的时候要保证储存环境暖和，预防结晶。

手术室液体药品恒温柜参数详情：

性能特点介绍：报警装置：自动设置温度报警，温度偏离设定值 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ ，启动蜂鸣报警器，使物品保存的过程更加稳定可靠。程序化记忆备份装置，键锁定及自诊断功能，断电重启后仍可保持设置的温度继续工作。搁架：内部设有多层层架卡槽，优质高钢调节层架可根据实际需求随意调节层架间距。隔热材料：整体采用高密度聚氨酯一次性整体发泡成型，具有重量轻，保温性能好等特点，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。内壁：采用全新优质医用PP材料，独特的工艺圆角，360度清理无死角。外壁：优质彩色涂层A3钢板，整体防静电处理！外门：高强度三层中空钢化玻璃玻璃透明度高，保温性能好，透明度高，湿度大的情况下仍可保持无凝露。温度传感器：热敏电阻温度传感器，灵敏度高随时检测箱体内部温度变化情况走势。温度设定显示：微电脑处理器控制触摸式按键，新型LCD液晶数字显示屏设定及显示，实时检测箱体内部温度变化情况。循环系统：采用翅片式强制性风循环系统，保持箱内360度均匀，制冷加热速度快。

制造商：

手术室液体药品恒温柜