

牡丹籽油萃取设备 安阳晶森生物 牡丹籽油萃取设备厂

产品名称	牡丹籽油萃取设备 安阳晶森生物 牡丹籽油萃取设备厂
公司名称	安阳晶森生物科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安阳市文昌大道和曙光路交叉口沃金国际
联系电话	13503721813 13503721813

产品详情

传统的食用生产主要采用正己烷浸提工艺，许多贵重植物油料中的活性成分在正己烷高温脱溶时受热而被破坏，应用亚临界丁烷萃取工艺，不但确保了萃取出油中的热敏性成分不破坏，也保证了粕中植物蛋白等成分不变性，使产品的价值充分利用。在这方面已工业化生产的物料有：核桃、小麦胚芽、葡萄籽、杏仁、西红柿籽、红花籽、油茶籽、火麻籽、文冠果、牡丹籽、灵芝孢子、微生物油、微藻、果蔬籽下脚料等。

萃取效率好。超声波强化萃取20~40分钟即可获理想提取率，牡丹籽油萃取设备，萃取时间只为水煮、醇沉法的三分之一或更少。萃取充分，萃取量是传统方法的二倍以上。据统计，牡丹籽油萃取设备交钥匙工程，超声波在65~70°C工作效率非常高。而温度在65°C度内中药植物的有效成份基本没有受到破坏。加入超声波后，植物有效成份提取时间约40分钟。而蒸煮法的蒸煮时间往往需要两到三小时，是超声波提取时间的3倍以上时间。

亚临界萃取工艺

亚临界生物萃取是在室温和适当压力下，用四号溶剂萃取植物油料料胚中的油脂，然后减压蒸发出料粕和混合油中的溶剂，牡丹籽油萃取设备价格，得到低温粕和萃取毛油。溶剂气体经压缩机压缩、冷凝液化回收，再循环使用。工艺中的主要设备为压力容器、压缩机和真空泵。

压力容器：压力容器是一种在适当压力下工作的容器设备，我国压力容器按压力分为三类：一类为低压(压力小于1.6MPa)，牡丹籽油萃取设备厂，二类为中压(1.6 ~ 9.9MPa)，三类为高压(大于9.9MPa)。但是，当容器内的工作介质有毒或为物质时，容器的类别将相应提高。四号溶剂萃取工艺中的设备为低压容器。

牡丹籽油萃取设备-安阳晶森生物-牡丹籽油萃取设备厂由安阳晶森生物科技有限公司提供。牡丹籽油萃取设备-安阳晶森生物-牡丹籽油萃取设备厂是安阳晶森生物科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：阴经理。