

# 碘海醇注射液恒温箱

产品名称	碘海醇注射液恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	94738.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

### 碘海醇注射液恒温箱企业介绍

公司拥有优良的销售流水线，并汇聚了一批人员和具备素质的员工。凭借的，的人才，的管理全力打造公司自主品牌---“福意联（Fuyilian）”。公司自创建以来凭借优良的研发，设计制造能力不断与同步，销售制造符合新标准的产品。公司销售医用恒温箱（柜），医用加温箱（柜），培养箱（柜）；手术室保温柜、手术室保冷柜、医用冰箱（柜）、小冰箱（柜）、医用车载冰箱（柜）等各大系列产品。

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联碘海醇注射液恒温箱的优势：

- 1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）
- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

## 碘海醇注射液恒温箱特点

设计微电脑控制，数字显示；双向调节，高精度控制温度；嵌入式设计，节省使用空间聚氨酯发泡，重量轻保温好多重门锁，防止随意开启；故障\*\*、高低温报警等；自动化霜，优良温感探头人性设计三层钢化玻璃门，无凝露；不锈钢搁架，间隔高度可调整；宽电压带，适合电压不稳地区内设照明灯，存取物品一目了然稳定运行压缩机，制冷陶瓷加热，升温均衡风冷无霜、；新型风道，温度均匀风机，稳定可靠。

商品型号	功率	外形尺寸	商品容量	温度范围
FYL-YS-150L	100W	595*570*865mm	150L	2-48
FYL-YS-230L	160W	595*590*1215mm	230L	2-48
FYL-YS-280L	595*570*1445mm	280L		
FYL-YS-310L	515*530*1185mm	310L		
FYL-YS-430L	595*680*1805mm	430L		
FYL-YS-151L	120W	595*570*865mm	150L	0-100
FYL-YS-281L				
FYL-YS-431L	220W	595*675*1795mm		
FYL-YS-828L	360w	1267*680*1818mm	828L	
FYL-YS-1028L	1267*680*2105m	1028L		

m

大输液加温保温箱用途与作用：液体输入经大输液加温保温箱加温液体能提供更确切的液体温度,更能保障术中患者的体温趋于正常水平.可保证病人机体正常新陈代谢，并且防止出现低体温症。有利于维持稳定的体温，保障机体正常生理功能的调节，可以有效的降低手术风险。大输液加温保温箱用于手术室，ICU病房，CT导管室，放射科，介入室，急诊科等。

本产品属智能新型恒温冷藏设备，温度宽泛在2-48度、2-8度、10-30度、15-25度、20-25度之间，可任意设定需要的数值，特别适合医疗、卫生、防疫、食品化工 军工、科研、环境监测站等部门使用。适用于储存有温度要求的生物制品、生物制剂、2-8度药品、试剂、样品、标本、毒麻药品、贵重药品、食品等的储存或凡有要求存放在2-48度、2-8度、10-30度、15-25度、20-25度之间的任何产品、物品。

有研究表明，在19-21度的手术室环境下，少50%的手术里，都会出现患者低体温的现象，尤以全麻后第1小时体温下降为急剧。

为了净化手术室空气减少微生物的滋生，采用层流设备来净化空气，经层流净化过的空气从手术床上方的进风口进入手术间，再从手术床向四周扩展，造成患者处于低温区域。

术中输入大量低于体温的冷液体或温度较低的库存，对患者体液造成“冷稀释”作用、大量使用室温冲洗液、非手术区暴露过多等等原因，都加速了患者体温的下降。相关文献报道，给成人静脉输入环境温度的液体1000mL或200ml<sup>4</sup> 的液，可使体温平均降低约0.25 。

-