

# 洁净手术室保温柜保冷柜

产品名称	洁净手术室保温柜保冷柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	85091.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

洁净手术室保温柜保冷柜相关：术中保温护理对腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者术后低体温反应及应激反应的影响.方法 选取2014年7月~2015年7月该院收治的行腹腔镜手术的子宫肌瘤患者86例,随机分为观察组和对照组,每组43例.对照组术中应用常规性护理,观察组术中应用加温保护.记录两组患者术中低体温反应发生情况、术中-量、输血量及应激反应情况.结果 观察组术中低温发生率、寒战发生率、苏醒延迟发生率低于对照组(均 $P<0.05$ ),观察组的气管拔管时间、术后苏醒时间短于对照组(均 $P<0.05$ ).观察组术中血糖水平、收缩压(SBP)、舒张压(DBP)、心率水平低于对照组( $P<0.05$ ).结论 术中保温能有效降低腹腔镜下子宫肌瘤剔除术患者低体温反应,减轻患者术中的应激反应,有利于促进患者术后苏醒,提高患者术后的苏醒质量.

洁净手术室保温柜保冷柜参数：

-----产品型号 容积大小

温度范围

外形尺寸-----型号:FYL-YS-66L

62L 温度: 2-8 外型尺寸430 × 480 × 640mm型号:FYL-YS-88L

88L 温度: 2-8 外型尺寸480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS- 128L

88L 温度: -30-10 外型尺寸545 × 570 × 850mm -----

-----型号:FYL-YS-50LK 50L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:430\*488\*535mm型号:FYL-YS-100L 100L 温度:4 ~ 38 外型尺寸:480\*490\*840mm型号:FYL-YS-138L 138L

温度:4 ~ 38

外型尺寸:540\*550\*840mm-----型号:FYL-YS-150L 150L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 570 × 865mm型号:FYL-YS-230L 230L

温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 590 × 1215mm型号:FYL-YS-280L 280L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 570 × 1445mm型号:FYL-YS-310L 310L 温度:2 ~ 48

外型尺寸:595 × 695 × 1315mm型号:FYL-YS-430L 430L 温度:2 ~ 48 外型尺寸:595 × 680 × 1805mm-----型号:FYL-YS-151L 150L  
温度:0 ~ 100 外型尺寸:595 × 565 × 860mm型号:FYL-YS-281L 280L 温度:0 ~ 100  
外型尺寸:595 × 565 × 1440mm型号:FYL-YS-431L 430L 温度:0 ~ 100  
外型尺寸:595 × 675 × 1795mm-----

洁净手术室保温柜保冷柜产品特点：

- 1、高精度——高性能控温，控温精度达  $\pm 2.0$  。
- 2、高可靠性——优良优良压缩机，高性能循环风机，充分保证整机性能。
- 3、高安全性——多重安全装置，超温声光报警，远程报警。
- 4、宽使用范围——使用环境温度0~40 ，控温温度2~48 。
- 5、产品——安全工质，产品材料全部为材质。
- 6、人本设计——售后精神，人本设计，操作方便。
- 7、嵌入式设计——直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

洁净手术室保温柜保冷柜相关：

外科手术中热量的散失是通过以下途径进行的，辐射和对流散热占病人散热总量的85%。护士应建议患者穿上袜子和戴上头罩，以便在术前保持身体温暖。即使这样患者在手术中还是会感觉非常寒冷，特别是当体腔被打开后。预防患者术中寒冷的办法应注意两点，一是巡查护士要根据该手术方案为患者盖上或铺上调温型毯子。二是，值班护士应提前将冲洗液或注射液放在加温箱中进行加热。加温的物品有三部分：1.注射液体：静脉输液、生物和生物制品加热到37 。2.手术中使用的生理盐水、冲洗液同样要加热到接近人体体温，以防体热的散失。3.患者使用的被服、手术中应用的器械，如手术刀、剪子等，经过杀菌处理后，放在恒温箱中进行恒温保存。目前，为避免手术中低体温的并发症。新进手术室必须配备手术室保温柜。手术室保温柜的控温范围在2-48 ，并且每度可调可控。巡查护士根据手术要求，提前备好加温液体。FYL-YS-280L手术室保温柜500ml的生理盐水可放96瓶~120瓶，但是品牌不建议优良大限度摆放，摆放瓶数较多会造成空气流通不均匀，加热速度慢，加热不均衡等问题。对手术中低体温并发症的预防，需要院感部门的监督与管理。在调温型毯子和手术室液体加温箱的采购上做到严格把关。护士长应检查落实手术前的执勤护士的准备工作，做到准备齐全、无疏漏。确保患者生命安全。

洁净手术室保温柜保冷柜

- 1.内置微电脑数控系统、温度数字显示、触摸式LED液晶显示屏、温度在4 ~ 38度之间任意调控且恒定。2.温度控制系统及制冷、加热系统的合理匹配，在-10 ~ 38 环境温度下仍能够保持箱内温度均匀稳定。
- 3.无噪音设计：噪音低于39dB(A)，无氟压缩机制冷。4.采用风冷式结构设计，合理的风循环系统，箱体控温精度高。5.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度。6.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理调整间隙，充分利用空间。7.低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。8.双安全门锁设计，自动感应灯设计、透明保温双层钢化玻璃门，便于观察内部物品的存放情况。9.ptc陶瓷复合加热，加热速度快，升温均衡。10.箱体采

用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度

。

产品配置清单1、说明书1本2、保修卡1张3、合格证1张4、搁架3个5、钥匙2把

洁净手术室保温柜保冷柜说明:化手术室的设备都分为什么呢，我们选择使用的手术室净化的设备都有什么呢，设备分为几种，下面就给大家讲解一下净化手术室的设备都分为什么呢。(1)固定手术设备固定手术设备包括手术床、无影灯、电动吊塔(医用气体和电源供应装置)、看片灯、输液导轨、器械药品柜。各的配置也不完全一样.如有些还配置低温贮存柜和保温柜。(2)净化空调设备净化空调设备包括优良送风口、回风口、排风机、余压阀以及悬挂式自动门(或手动推拉门)(3)电气设备电气设备包括多功能控制显示屏、电话机、对讲机、摄像机、室内普通照明、应急照明，以及具有漏电保护功能的电源插座、配电箱。