

保温柜（藏墙式设计）

产品名称	保温柜（藏墙式设计）
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	94500.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

保温柜（藏墙式设计）说明:应用洁净环境优良广泛的洁净手术室，是用空气洁净取代传统的紫外线等手段对全过程实行污染控制的现代手术室。在洁净手术室内，患者感染率可降低10倍以上，从而可以少用或不用会伤害患者免疫系统的。既要无尘又要无菌是手术室净化的特点。洁净室包括手术室、产科、婴幼儿病房(NICU)、ICU(重症监护室)、烧伤病房及解剖室、净化实验室、人工透析室、标本室等，其工程质量与医疗质量有着直接而重要的关系。

保温柜（藏墙式设计）特点:

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统。
- 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3) 自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85%湿度不凝露。
- 4) 电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具备高低温报警功能，双安全门锁设计，保证箱体内部产品的安全存放。
- 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器，在环境温度-25 - 45 的状况下，仍能保持箱体内部温度 ± 1 优良稳定；
- 6) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。
- 7) LED显示面板，触摸式按键，在2-48 范围内可自由调节温度设定值，温度控制精度 ± 2 ，物品存放更安全。

- 8) 低噪音设计,采用优良优良压缩机，噪音低于39dB(A)，。
- 9) 多搁架层设计，可根据存放物品的规格合理调节间隙，充分利用空间，优良不锈钢调整搁架，存取物品方便，且易于清洗
- 10) 低功耗：日耗电量仅0.45KWh；宽电压带，适合电压不稳定地区。
- 11) PTC陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

保温柜（藏墙式设计）公司说明--

北京福意电器公司自成立以来一直受到了广大用户的青睐，北京福意电器公司主要从事实验室、医疗温度相关产品的开发、制造和经营业务。公司的产品广泛应用于：医药、化工、科学、化工，，实验室，检测等单位部门。快捷、优良的售后为客户彻底解除后顾之忧。多年来，福意联在做好自身产品售后及维修工作，与客户建立长久。互信、双赢的合作伙伴关系，在客户中树立了良好的形象。

保温柜（藏墙式设计）产品说明--

中的应用极大的减低了了手术室期间低体温症的发生，有效干预术中低体温的发生,而且方法简单、易行,适宜在临床推广。同时也提高了手术室护理质量,深化了护理内涵。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本*,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。

保温柜（藏墙式设计）产品参数

保温柜（藏墙式设计）相关:使用经相关部门检验合格的杀菌消毒机对手术室内的所有手术用的设备以及手术室、柜等手术室内用品进行优良清理，保持每天早上都重复这一工作。确保将每次使用过的医生服装、手术巾、床单、鞋套、和手套进行优良的清理，对手术室进行器优良的杀菌消毒。除了更换清理每次手术过程中使用过的医疗器械如：手术室、镊子夹等手术用品外，还应对手术室内大型设备以及手术室无影灯等固定使用的手术室器材进行杀菌消毒。使用吸尘器配合无尘拖把，对手术时地面进行杀菌消毒，移动手术室内所有的可以动的手术室、柜等物品，对于手术室净化地面进行优良的清理，用吸尘器将手术室内所有的碎屑等物吸附干净，用消毒液覆盖整个手术室，保持10到15分钟，然后将地板擦拭干净，不留死角。对手术室死角要着重清理，确保消毒液渗透到死角表面，并将脏水用吸尘器吸干。用干净水冲洗拖把，将手术室充分拖净并吸干。将手术室内的手术室、柜等物品归位。-----

保温柜（藏墙式设计）用途：

手术室是核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本*,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及生物保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

保温柜（藏墙式设计）使用说明：保温柜设置温度37-80度/60-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗

液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物试剂，药物，生物制品等储存。