

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计

产品名称	洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	91135.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

临床上，一般要把医用盐水加温到35 ~ 40 ，用无菌温医用盐水或加入的温医用盐水冲洗创面。手术室液体加温箱用于术中输入液体，冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率，可减少机体热量的丢失，减少其并发症，促进病人早日康复。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计参数：

手术室保冷柜系列FYLYS-66L【外形尺寸】430×480×645【内部尺寸】357×390×542
容量62LFYLYS-88L【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容量88LFYLYS-128【外形尺寸】480×472×840【内部尺寸】350×335×670 容量88L2-48 手术室保温柜保冷柜系列FYLYS-150L【外形尺寸】595×570×870【内部尺寸】520×440×655 容量150LFYLYS-280L【外形尺寸】595×570×1445【内部尺寸】524×438×1223 容量280LFYLYS-430L【外形尺寸】595×680×1805【内部尺寸】510×530×1585 容量430LFYLYS-230L【外形尺寸】595×571×1200【内部尺寸】524×440×1090 容量230LFYLYS-310L【外形尺寸】595×680×1293【内部尺寸】513×530×1184 容量310L0-100 高配手术室保温柜系列FYLYS-151L【外形尺寸】595×570×879【内部尺寸】506×426×636 容量150LFYLYS-281L【外形尺寸】595×570×1460【内部尺寸】508×427×1215 容量280LFYLYS-431L【外形尺寸】677×597×1710【内部尺寸】504×504×1508 容量430L

用手术室净化工程，可嵌入墙体。洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计适用于手术室，ICU，供应室等。目前福意联手术室保温柜已经为数千间手术室提供了优良的产品售后。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计用途：

用于医用药液的37度加温和保温，其实用性和优良的产品保证，人性化设计和完善的售后系统得到了广泛好评，其性能及价位优势在多次-

招标采购中标。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计产品特点：

- 1、款式：立式。
- 2、温度控制：微电脑控制，箱内温度2-48 可调；LED温度。
- 3、数字显示，便于远距离观察；超温报警。
- 4、安全报警系统：两种报警示方式（声音蜂鸣报警）；
- 5、外箱材料：采用冷轧钢板。
- 6、内胆材料：采用PS吸附内胆，*生锈。
- 7、制冷剂：无氟制冷剂。
- 8、压缩机：采用压缩机。
- 9、风机：采用冷凝风机。
- 10、门锁设计：门锁设计,储藏物品更安全。。
- 11、可移动搁架，储存更多，更容易区分。
- 12、开机延时保护功能。
- 13、宽电压带设计（187—242V），便于移动。

洁净手术部保温柜保冷柜嵌入式设计相关：手术室净化工程每一环节都重要。手术室净化过程中每一个环节都是很重要的，下面我们就针对手术室净化中手的净化说明：对于病人做手术，毫无疑问需要清洁卫生，防止做手术时进行传染，对于主治大夫需多次清理，这是大家知道的，实际上都有严格的管理制度。1.术前根据手术通知单了解手术方案，熟悉手术步骤；了解医生对手术及手术器械的特殊要求，做到心中有数，以便主动配合手术。2.

洗手护士应少提前15mins到岗，根据手术需要备好器械。敷料及其他特殊用物。3.

交班完毕协助巡回老师核对病人，将病人推手术间。4.再次检查手术用品是否齐全，无误，3M指示胶带、灭菌日期、有效期。根据医生习惯及手术需要准备大碗，严格无菌操作医学|教育网搜集整理。5.提前15mins刷手（全麻病人一般麻醉医生开始推药时刷手；硬膜外病人一般侧身置管杀菌时刷手）刷手前打开优良层包布，认真严格进行手臂刷9洗杀菌，打开第二层包布，穿无菌手术衣，无触带手套，巡回老师协助转无菌手术衣带子。