

# 洁净手术室嵌入式保温柜

产品名称	洁净手术室嵌入式保温柜
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	88028.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

## 产品详情

### 洁净手术室嵌入式保温柜产品说明

北京福意电器有限公司注于手术室恒温设备，其产品引进国外优良，选用配件及优良品牌配件，经营高精端、高、高、高科技的手术室嵌入式保温柜保冷柜产品。目前，福意联与各大手术室设备配套公司和手术室净化工程公司合作，产品已经在优良上千家使用，如北京北大，上海市优良人民，安徽医科大学大优良附属，济南总等三和二手术室配套。

### 洁净手术室嵌入式保温柜用途：

福意联企业针对医用在给病人输入液体或手术时，如大量、快速的输注温度过低的药液，会引起低体温症，让本身就不舒服的病人更加痛苦的这种特殊的要求了医用加温箱，满足放射科，透析科，手术室，外科冲洗液加温箱.满足医用不同科室加温要求。

### 洁净手术室嵌入式保温柜参数：

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595×570×865mm  
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595×590×1215mm  
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595×570×1445mm  
型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595×695×1315mm  
型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595×680×1805mm  
-----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595×565×830mm  
型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595×565×1440mm  
型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595×675×1795mm  
-----

-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8  
尺寸:430 × 480 × 640mm 型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8  
尺寸:480 × 490 × 840mm 型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10  
尺寸:550 × 560 × 850mm-----

洁净手术室嵌入式保温柜产品特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10，宽电压带，适合电压不稳定地区，
- 11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。

洁净手术室嵌入式保温柜相关：手术室净化施工流程有哪些?手术室净化施工需要按照一定的流程来操作，按照步骤一步步进行，才能将手术室净化过程做的细致精美。下面我们就一起了解一下手术室净化施工的步骤。优良步、控制气流，手术室内含有一定的气流，简单的说有很多有害物质在空气中，我们要做的是把空气中有害的物质过滤掉。第二步、初级净化，在手术室这一定的空间范围，我们要将此范围空气中的微粒子、有害气体、细菌等污染物质排除，并将室内洁净度、压力、温度、气流速度、噪音、照明及静电控制在手术室中。第三步、温湿处理，由于气流速度的关系，在一定的范围内室内的温度、湿度会产生变化造成空气无法流通，因此我们要使用空调系统使气流流通，进而控制室内的温湿。第四步、空气过滤，这里我们使用的是初效过滤器进行空气过滤。我们要将室内空气中 0.5 μm的微粒数过滤，将空气菌过滤，过滤容易产生化学反映的一些不必要的空气。第五步、将过滤的空气送出房间，这里我们使用的是净化管道送风，俗称：送风管道 第六步、再次进行空气过滤，这里我们使用优良过滤器进行过滤，让空气洁净度更加适应手术室。第七步、再次送风，我们使用优良送风口或FFU送风单元，再次将过滤后的空气送出手术室。第八步、将洁净气流送入手术室。第九步、正压送同风 第十步、回风，空调系统将部环境中的风经过净化后再送回部环境第十一步、百叶管道 第十二步、初级过滤，再次循环。

随着我国医疗事业的蓬勃发展，我国的医疗净化事业也在不断向前迈进，逐步与接轨。优良的GB 50333-2013文件当中，对于洁净手术室的标准做了新的规划，并且将手术室保暖柜列入手术室\*产品表中，我公司作为手术室保暖柜、保冷柜的品牌，为净化工程单位提供保暖柜与保冷柜产品已经有7、8个年头。产品在内已深受已经净化工程单位的认可，的嵌入式设计，更是方便施工、操作。各界人士洽谈合作。

福意联医用加温箱，用于医用盐水，腹透液，冲洗液，甘露醇等等37度~42度加温，保温等，避免病人在使用药品时因温差引起的副作用。适用于医用手术室、输液室、急诊科、输血室、放射科等科室。