

医用保温柜595 × 590 × 1215mm

产品名称	医用保温柜595 × 590 × 1215mm
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	86402.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:150L/280L/151L/281L 施工方式:嵌入式安装
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

医用保温柜595 × 590 × 1215mm用途：

医用液体使用在恒温箱中加热37℃，对患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复。手术室液体加温箱，主要用于手术室、ICU、急诊室、妇产科或其他相关场所。用于加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液37度，提升了手术室护理质量,深化了护理内涵，更好的售后于病人。

医用保温柜595 × 590 × 1215mm产品说明

北京福意联公司经营的针对于手术室内药品加温设备10余年，为外各大手术室医疗单位，层流手术室净化手术室等等所提供优良产品。本产品适可加温液体药品、盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B超液等。

医用保温柜595 × 590 × 1215mm相关：手术室净化工程安装注意事项,手术室净化工程通常都是按照标准的加工流程进行经营的，小编给大家提醒一点，基于手术室净化工程作为一种自然地矿物，在品种、性能、成分上面可以说是各种规格，假如大家想细节到各个品种的防护就会有多种详细防护细节。1、根据实际情况设置合理的送风量和换气次数，因为不同环境下需要达到的标准不同。净化工程安装虽然可以保证车间的空气质量，但是不能-过滤，所以这样设置的目的是让它达到理想的过滤效果。2、安装板式过滤器是整个安装过程中优良重要的部分，虽然安装比较简单，但有些细节还不能忽视，像是每个部件的紧固程度、清理管道里的灰尘等等，假如这些问题不能避免的话，一定会给净化工程带来影响，无法保证无尘车间高标准的环境。3、在安装时，先要注意板式过滤器等过滤装置位置的选择和管道之间的衔接，只有合理的安装控件才能发挥出它优良大的功效，保证车间的空气环境质量。车间属于密闭的环境，对于它来说空气净化是要条件，只有保证净化工程的安装质量，才能降低车间污染的几率。4、安装过程

中，操作者一定要保证施工场所的洁净程度，优良是用杀菌剂或者是吸尘器对施工地进行优良清扫，必要的话可以用干净的布子擦拭。5、安装结束后，一定要将所有的废弃物带出去，合理正确的清理好废弃物，保证车间的彻底清洁。

医用保温柜595 × 590 × 1215mm产品特点：

- 1.采用微电脑数控系统，温度数字显示，优良控温。
- 2.箱体内部2个精密温度传感器和1个环境温度传感器，准确显示箱体温度
- 3.自动感应灯设计，透明保温双层钢化玻璃门，随时清晰的观测箱内状况。
- 4.设有优良限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。
- 5.数显触摸按键，通过调节LED面板，使温度在2~48度之间任意调控且恒定。
- 6.箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻，保温性能好等特点。
- 7.采用优良压缩机制冷，制冷，。
- 8.采用风冷式结构，合理设计风道及风量，避免死角，箱内温度均匀稳定
9. ptc陶瓷复合加热，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。
- 10，宽电压带，适合电压不稳定地区，
- 11.合理设计蒸发qi，有效增大制冷面积，提高降温速度
- 12，箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，操作简便。箱体内部采用医用PP卫生材质，确保箱体内洁净无污染，利于物品的取样及检测。

医用保温柜595 × 590 × 1215mm参数：

-----常规性手术室保温柜:型号:FYL-YS-150L 容积:150L 温度:2~48 尺寸:595 × 570 × 865mm
型号:FYL-YS-230L 容积:230L 温度:2~48 尺寸:595 × 590 × 1215mm
型号:FYL-YS-280L 容积:280L 温度:2~48 尺寸:595 × 570 × 1445mm
型号:FYL-YS-310L 容积:310L 温度:2~48 尺寸:595 × 695 × 1315mm
型号:FYL-YS-430L 容积:430L 温度:2~48 尺寸:595 × 680 × 1805mm
-----高配手术室保温柜:型号:FYL-YS-151L 容积:150L 温度:0~100 尺寸:595 × 565 × 830mm
型号:FYL-YS-281L 容积:280L 温度:0~100 尺寸:595 × 565 × 1440mm
型号:FYL-YS-431L 容积:430L 温度:0~100 尺寸:595 × 675 × 1795mm
-----手术室保冷柜:型号:FYL-YS-66L 容积:62L 温度:2-8 尺寸:430 × 480 × 640mm
型号:FYL-YS-88L 容积:88L 温度:2-8 尺寸:480 × 490 × 840mm
型号:FYL-YS-128L 容积:88L 温度:-30-10 尺寸:550 × 560 × 850mm

现在很多手术室的温度一般在23℃，这增加了患者机体的散热，导致患者的体温下降。在手术室内使用杀菌液来杀菌，这些杀菌液会吸收很多热量，带走很多热量，导致患者的体温下降，而且手术的时间比较长，手术的切口大，也会导致患者机体内的水分蒸发；患者手术期间用大量的医用盐水来冲洗，患者机体的热量就会散失。